

ecomed[®]
by medisana

DE Gebrauchsanweisung
Körperanalysewaage BS-70E

Gerät und Bedienelemente



- 1 Display
- 2 Umschalter für kg, lb, st (auf der Unterseite)
- 3 ▲ Aufwärts-Taste 4 SET-Taste
- 5 ▼ Abwärts-Taste
- 6 Batteriefach (auf der Unterseite) 7 Elektroden

Lieferumfang und Verpackung

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist.

Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 **ecomed** Körperanalysewaage **BS-70E**
- 1 Batterie Lithium-Knopfzelle 3V Typ CR2032
- 1 Kurzanleitung

Verpackungen sind wiederverwendbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

WARNUNG
Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Zeichenerklärung

Verwenden Sie den Artikel nur in geschlossenen Räumen!

WICHTIG!
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

WARNUNG
Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

ACHTUNG
Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.

HINWEIS
Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.

Schutzklasse II

LOT-Nummer

Hersteller

Recyclingsymbole/Codes: Diese dienen dazu, über das Material und seine sachgerechte Verwendung sowie Wiederverwertung zu informieren.



Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit

- Diese Waage ist nicht geeignet für Menschen mit Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten. Bei Zuckerkrankheit oder anderen medizinischen / körperlichen Einschränkungen kann die Angabe des Körperfettes ungenau sein. Gleiches gilt auch für sehr sportlich trainierte Menschen.
- Dieses Gerät ist für Schwangere nicht geeignet!
- Die Waage ist für den Hausgebrauch gefertigt. Sie ist nicht für den gewerblichen Einsatz in Krankenhäusern oder sonstigen medizinischen Einrichtungen bestimmt.
- Platzieren Sie die Waage an einem Ort, an dem weder extreme Temperaturen noch extreme Luftfeuchtigkeit auftreten. Halten Sie die Waage von Wasser fern.
- Setzen Sie die Waage keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Stellen Sie die Waage niemals auf einen unebenen Untergrund. Steigen Sie niemals nur auf eine Ecke der Waage. Stellen Sie sich beim Wiegen nicht auf eine Seite und nicht auf den Rand der Waage.
- Besteigen Sie die Waage niemals mit nassen Füßen. Besteigen Sie die Waage niemals mit Socken.
- Die Waage hat einen Messbereich bis zu 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb). Überladen Sie die Waage nicht, das könnte zu einem dauerhaften Schaden an ihr führen.
- Gehen Sie vorsichtig mit der Waage um. Vermeiden Sie Schläge und Erschütterungen der Waage. Lassen Sie sie nicht fallen und lassen Sie nichts darauf fallen.
- Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt. Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, andernfalls erlischt die Garantie.

WARNUNG – BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE

- **Batterien nicht auseinandernehmen!**
- **Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen!**
- **Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen!**
- **Erhöhte Auslaufgefahr, Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!**
- **Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, ist sofort ein Arzt aufzusuchen!**
- **Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen!**
- **Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden!**
- **Legen Sie Batterien korrekt ein, beachten Sie die Polarität!**
- **Halten Sie das Batteriefach gut verschlossen!**
- **Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!**
- **Batterien von Kindern fernhalten!**
- **Batterien nicht wiederaufladen! Es besteht Explosionsgefahr!**
- **Nicht kurzschließen! Es besteht Explosionsgefahr!**
- **Nicht ins Feuer werfen! Es besteht Explosionsgefahr!**
- **Lagern Sie ungebrauchte Batterien in der Verpackung und nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen, um einen Kurzschluss zu vermeiden!**
- **Werfen Sie verbrauchte Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel!**

Batterie einsetzen/wechseln

Bevor Sie die Waage in Betrieb nehmen können, müssen Sie ggf. den Isolationsstreifen aus dem Batteriefach 6 an der Unterseite des Gerätes ziehen. Wechseln Sie die Batterie aus, wenn das Batteriewechsel-Symbol "Lo" im Display 1 erscheint oder wenn im Display nichts angezeigt wird, nachdem Sie das Gerät betreten haben. Achten Sie dabei auf die Polarität (Plus-Pol nach oben; zum Deckelweisend).

Gewichtseinheit ändern

Sie können sich Ihr Gewicht in Kilogramm (kg), Pfund (lb) oder Stone (st) anzeigen lassen. Betätigen Sie den Umschalter 2, bis die gewünschte Einheit angezeigt wird.

Wiegen

- Achten Sie darauf, dass die Waage auf festem und ebenem Boden steht.
- Steigen Sie auf die Waage und bleiben Sie ruhig stehen.
- Ihr Gewicht wird gemessen wird angezeigt.
- Steigen Sie von der Waage. Die Waage schaltet sich nach ca. 9 Sek. automatisch aus.

Persönliche Daten programmieren

Die Waage kann die Daten von 10 Personen: Geschlecht, Alter, Größe speichern. Die Waage hat voreingestellte Werte. Diese Werte sind: kg, Mann, 25 Jahre, 170 cm.

- Steigen Sie auf die Waage.
- Drücken Sie die SET-Taste 4. Im Display blinken die zuletzt benutzten persönlichen Daten.
- Wählen Sie jetzt die gewünschte Gewichtseinheit mit dem Umschalter 2.
- Drücken Sie die SET-Taste 4. Im Display blinkt der Speicherplatz. Nun können Sie durch Drücken der ▲-Taste 3 bzw. ▼-Taste 5 den gewünschten Speicherplatz für ihr Benutzerprofil (P0 - P9) auswählen.
- Drücken Sie die SET-Taste 4, um die Einstellung zu speichern. Im Display beginnt das Symbol für das Geschlecht zu blinken:

♂ = Mann ♀ = Frau.

- Stellen Sie Ihr Geschlecht ein, indem Sie mit der ▲-Taste 3 bzw. ▼-Taste 5 das entsprechende Symbol im Display auswählen.
- Drücken Sie die SET-Taste 4, um die Einstellung zu speichern. Die voreingestellte Körpergröße beginnt im Display zu blinken.
- Stellen Sie mit der ▲-Taste 3 bzw. ▼-Taste 5 Ihre Körpergröße ein.
- Drücken Sie die SET-Taste 4, um die Einstellung zu speichern. Das voreingestellte Alter beginnt im Display zu blinken.
- Stellen Sie nun mit der ▲-Taste 3 bzw. ▼-Taste 5 Ihr Alter ein.
- Drücken Sie die SET-Taste 4, um die Einstellung zu speichern.
- Der Einstellungsvorgang ist jetzt abgeschlossen.

Wiegen und Messen der Körperanalysewerte

- Steigen Sie auf die Waage.
- Drücken Sie die SET-Taste 4. Im Display blinkt der Speicherplatz. Nun können Sie durch Drücken der ▲-Taste 3 bzw. ▼-Taste 5 den gewünschten Speicherplatz für ihr Benutzerprofil (P0 – P9) auswählen.
- Ihre gespeicherten persönlichen Daten werden angezeigt.
- Warten Sie, bis "0.0" im Display erscheint. Steigen Sie barfuß auf die Waage und bleiben Sie ruhig stehen. Platzieren Sie Ihre Füße auf den Elektroden 7. Zunächst wird das Gewicht angezeigt.
- "0000" erscheint im Display und verschwindet nacheinander von links nach rechts. Dann erscheint Ihr Gewicht blinkend. Nun werden nacheinander die gemessenen Werte für Körperfett, Körperwasseranteil, Knochengewicht, Muskelanteil, BMR und BMI angezeigt. Die Anzeigenfolge der gemessenen Werte wiederholt sich noch zweimal. Danach schaltet sich die Waage automatisch ab. Steigen Sie von der Waage.

HINWEIS: Die Daten dieser Tabelle dienen nur zur Orientierung. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Körperfettanteil und Ihrer Gesundheit haben, besprechen Sie diese mit Ihrem Arzt.

Bereich des Körperfettanteils in %

Alter	weiblich (%)				männlich (%)			
	gering	normal	hoch	sehr hoch	gering	normal	hoch	sehr hoch
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38	11–17	18–23	24–29	30–36
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38	12–18	19–24	25–30	31–37
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38	13–19	20–25	26–31	32–38

Bereich des Körperwasseranteils in %

Alter	weiblich (%)			männlich (%)		
	gering	normal	hoch	gering	normal	hoch
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	>57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	>52	<47	47–61	>61
61–80	<37	37–47	>47	<42	42–56	>56

Fehlermeldungen

- Err = Die Waage ist überladen.
- Lo = Die Batterie ist schwach und muss ersetzt werden.
- Err2 = Die Werte für den Körperfett- und den Körperwasseranteil können nicht ermittelt werden.

Sollte die Waage nicht wunschgemäß funktionieren, prüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich mit der Servicestelle in Verbindung setzen:

- Prüfen Sie, ob Sie die Batterien korrekt eingelegt haben.
- Prüfen Sie, ob Sie die richtige Gewichtseinheit ausgewählt haben.
- Prüfen Sie, ob die Waage frei auf einem festen und ebenen Untergrund steht. Sie darf nicht an eine Wand oder sonstigen Gegenstand anstoßen.
- Wiederholen Sie das Wiegen.


Reinigung und Pflege

Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten. Reinigen Sie die Personenwaage nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel oder Alkohol. In das Gerät darf kein Wasser eindringen. Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig trocken ist.

Technische Daten

Name und Modell:	ecomed Körperanalysewaage BS-70E
Spannungsversorgung:	3V== (1 × 3V Batterie Lithium-Knopfzelle Typ CR2032)
Anzeigesystem:	Digitale Anzeige
Speicher:	für 10 Personen
Messbereich:	bis zu 180 kg oder 396 lb oder 28 st 4 lb
Messabweichung:	max. ± 1 %
Teilung:	0,1 kg oder 0,2 lb oder 1 lb
Autom. Abschaltung:	nach ca. 9 Sekunden
Abmessungen (L x B x H):	ca. 30 × 30 × 1,75 cm
Gewicht:	ca. 1,6 kg
Artikel-Nr.:	23501
EAN-Nr.:	4015588 23501 6

Entsorgung



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus! Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden. Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern. Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

Garantie- und Reparaturbedingungen

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei.

Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

1. Auf **ecomed** Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 2 Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
 - b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
 - c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an die Servicestelle entstanden sind.
 - d. Ersatzteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.


medisana GmbH,
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, DEUTSCHLAND

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter <https://docs.medisana.com/23501>.
Service-Informationen sind hier verfügbar: www.medisana.com/servicepartners

GB **Instruction Manual**
Body Analysis Scale BS-70E

Device and controls



- 1 Display
- 2 Unit key (on underside) for kg, lb, st
- 3 ▲ Up button
- 4 SET button
- 5 ▼ Down button
- 6 Battery compartment (on underside)
- 7 Electrodes

Items supplied and packaging

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way.

In case of doubt, do not use it and contact your supplier or your service centre.

The following parts are included:

- 1 **ecomед** Body Analysis Scale **BS-70E**
- 1 Type CR2032 3V lithium coin cell battery
- 1 instruction manual

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required. If you notice any transport damage during unpacking, please contact your supplier without delay.

WARNING
Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

Explanation of symbols

Only use indoors!

IMPORTANT!
Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

WARNING
These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.

CAUTION
These notes must be observed to prevent any damage to the device.

NOTE
These notes provide useful additional information on the installation or operation.

Protection category II

LOT LOT number

Manufacturer

Recycling symbols/codes:
These are used to provide information about the material and its proper use and recycling.



GB Safety instructions

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

- ⚠ ⚠ ⓘ
- These scales are not suitable for people with pacemakers or other medical implants. The body fat information may be inaccurate in people with diabetes or other medical/physical limitations. The same also applies to very highly trained athletes.
- This device is not suitable for pregnant women!
- The scale has been manufactured for domestic use. It is not suitable for commercial use in hospitals or other medical institutions.
- Do not use the scale in a location where extremely high temperatures or humidity may occur. Keep the scale away from water.
- Do not expose the scales to direct sunlight!
- Do not place the scale on an uneven surface. Do not stand on the corners/edges of the scale. When weighing yourself, do not stand on one side or the edge of the scales.
- Do not stand on the scale with wet feet. Do not stand on the scale wearing socks.
- The scales have a measuring range up to 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb). Do not overload the scales – this can cause irreversible damage.
- Handle the scale with care. The scale must not be subjected to impacts or vibration. Do not fall or drop anything on the scales.
- Do not attempt to repair the device yourself in the event of a malfunction since this will invalidate the warranty. Repairs should only be carried out by authorised service centres.
- Children shall not play with the appliance.
- Do not attempt to dismantle the scale, otherwise the warranty will be invalidated.

WARNING – BATTERY SAFETY INFORMATION

- **Do not disassemble batteries!**
- **Clean the battery and device contacts if necessary before putting in the batteries!**
- **Remove discharged batteries from the device immediately!**
- **Increased risk of leakage, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! If battery acid comes in contact with any of this parts, rinse the affected area with copious amounts of fresh water and seek medical attention immediately!**
- **If a battery has been swallowed seek medical attention immediately!**
- **Replace all of the batteries simultaneously!**
- **Only replace with batteries of the same type, never use different types of batteries together or used batteries with new ones!**
- **Insert the batteries correctly, observing the polarity!**
- **Keep the battery compartment well sealed!**
- **Remove the batteries from the device if it is not going to be used for an extended period!**
- **Keep batteries out of children's reach!**
- **Do not attempt to recharge these batteries! There is a danger of explosion!**
- **Do not short circuit! There is a danger of explosion!**
- **Do not throw into a fire! There is a danger of explosion!**
- **Keep unused batteries in their packaging away from metal objects in order to prevent short circuiting!**
- **Do not throw used batteries into the household refuse; put them in a hazardous waste container or take them to a battery collection point, at the shop where they were purchased!**

Insert / replace battery

The insulating strip may be pulled out of the battery compartment 6 on the underside of the unit before the scale can be operated. Replace the batterie if the battery change symbol “Lo” appears in the display 1 or if nothing appears in the display after you have stepped on the device. Please note polarity (positive pole upwards; facing towards the lid).

Change the unit of weight

You may have your weight displayed in kilograms (kg), pounds (lb) or stones (st). Press the unit key 2 until the unit you wish is shown.

Weighing

- Make sure the scales are on a firm, level surface.
- Step onto the scales and put your feet evenly on the scales without moving.
- Your weight is measured and will be displayed.
- Step down from the scales. The scales switch off automatically after approx. 9 seconds.

Programming personal data

The scales can store data for up to 10 people: sex, age, height. The scales have preset values. These are: kg, male, 25 years old, 170 cm.

- Step onto the scales.
- Press the SET 4 button. The last used personal data is flashing in the display.
- Now choose the desired unit of weight with the unit key 2.
- Press the SET 4 button. The memory location is flashing in the display. Now press ▲ Up button 3 or ▼ Down button 5 to select the desired memory location (P0 - P9) for the user profile.
- Press the SET-button 4 to confirm the selection. Now the symbol for the sex is flashing in the display.

♂ = Man | ♀ = Woman |

- Set your sex by pressing the ▲ Up button 3 or ▼ Down button 5 to select the appropriate symbol in the display.
- Press the SET 4 button to confirm the selection. The preset height starts flashing in the display.
- Select your height using the ▲ Up button 3 or ▼ Down button 5.
- Press the SET 4 button to confirm the selection. The preset age starts flashing in the display.
- Select your age by pressing the ▲ Up button 3 or ▼ Down button 5.
- Press the SET 4 button to confirm the selection.
- The settings are now concluded.

Weighing and measuring the body analysis values

- Step onto the scales.
- Press the SET 4. The memory location flashes in the display. By pressing the ▲ Up button 3 or ▼ Down button 5, you may choose the memory location (P0 - P9).
- Your personal data is displayed.
- Wait until “0.0” appears on the display. Step barefoot onto the scales and stand still. Place your feet on the electrodes 7. First, your weight is displayed.
- “0000” appears in the display and disappears from left to right. Now your weight flashes on the display. Afterwards, the measured values for bodyfat, body water, bone weight, muscle mass, BMR and BMI are displayed. The series of measured values is repeated twice in the display. The scales then switch off automatically. Step off the scales.

NOTE: The data in the following table is for orientation purposes only. If you have any questions about your proportion of body fat, please consult your doctor.

Body fat proportion range in %

Age	female (%)				male (%)			
	low	normal	high	very high	low	normal	high	very high
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38	11–17	18–23	24–29	30–36
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38	12–18	19–24	25–30	31–37
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38	13–19	20–25	26–31	32–38

Body water proportion in %

Age	female (%)			male (%)		
	low	normal	high	low	normal	high
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	>57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	>52	<47	47–61	>61
61–80	<37	37–47	>47	<42	42–56	>56

Error messages

- Err = The scale is overloaded.
- Lo = The battery is low and must be replaced.
- Err2 = The body fat and body water values cannot be determined.

If the scales do not function to your satisfaction, check the following before contacting a service centre:

- Check whether the battery has been inserted correctly.
- Check whether the correct unit of weight has been selected.
- Check whether the scales are freestanding on a solid and even surface. They must not be touching a wall or any other object.
- Weigh yourself again.

Care and maintenance

Never use aggressive cleaning agents or stiff brushes. Clean the scale using a soft and lightly moistened cloth. Never use abrasive cleaning agents or alcohol. Do not allow any water to get into the unit. Do not use the unit again until it is completely dry.

Technical specifications

Name and model:	ecomед Body Analysis Scale BS-70E
Voltage supply:	3V= (1 × 3V Lithium coin cell battery / type CR2032
Display:	Digital display
Memory:	for 10 persons
Measuring range:	up to 180 kg or 396 lb or 28 st 4 lb
Measuring deviation:	Max. ± 1 %
Graduation:	0.1 kg or 0.2 lb or 1 lb
Autom. switch-off:	after approx. 9 seconds
Dimensions (L x W x H):	approx. 30 × 30 × 1.75 cm
Weight:	approx. 1.6 kg
Article number:	23501
EAN No.:	4015588 23501 6

Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

Warranty and repair terms

Your statutory warranty rights are not restricted by our guarantee below. Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

1. The warranty period for **ecomед** products is 2 years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
 - a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-observance of the user instructions.
 - b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANY

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice.

The current version of this instruction manual can be found under <https://docs.medisana.com/23501>.

Information about service can be found here: www.medisana.com/servicepartners

by medisana

NL Gebruiksaanwijzing
Lichaamsanalyse weegschaal BS-70E

Apparaat en bedieningselementen

- 1 Display
- 2 Omschakelaar (aan de onderkant) voor kg, lb, st
- 3 ▲ Omhoog-toets
- 4 SET-toets
- 5 ▼ Omlaag-toets
- 6 Batterijvak (aan de onderkant)
- 7 Elektroden

Levering en verpakking
 Controleer eerst of het product compleet en onbeschadigd is.
 Gebruik het product bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst. Meegeleverd:

- 1 **ecomed** lichaamsanalyse weegschaal **BS-70E**
- 1 Lithium knoopcelbatterij 3 V type CR2032
- 1 Gebruiksaanwijzing

De verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden gerecycled. Scheid het verpakingsmateriaal dat niet meer nodig is. Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

WAARSCHUWING
Let erop dat er geen verpakningsfolie in de handen van kinderen terechtkomt. Er is kans op verstikking!

Legenda

Gebruik het apparaat alleen in overdekte ruimtes!

BELANGRIJK!
 Wanneer deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot ernstig letsel of schade aan het product.

WAARSCHUWING
 Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om mogelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.

ATTENTIE
 Deze instructies moeten worden nageleefd om mogelijke beschadigingen aan het apparaat te voorkomen.

TIP
 Deze tips geven u nuttige aanvullende informatie over de installatie of het gebruik.

Beschermingsklasse II

LOT-nummer

Fabrikant

Recyclingsymbolen / codes: deze dienen om informatie te geven over het materiaal, het juiste gebruik van het product en de recycling.

NL

Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voor u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

- Deze weegschaal is niet geschikt voor mensen met pacemakers of andere medische implantaten. Bij suikerziekte of andere medische/lichamelijke beperkingen kan de weergave van het lichaamsvet onnauwkeurig zijn. Hetzelfde geldt ook voor mensen die zeer veel aan sport doen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor zwangeren!
- De weegschaal is vervaardigd voor huishoudelijk gebruik. Hij is niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik in ziekenhuizen of andere medische instellingen.
- Plaats u de weegschaal op een plek, waar zich geen extreme temperaturen of extreme luchtvochtigheid voordoen. Houd de weegschaal uit de buurt van water.
- Weegschaal niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Zet de weegschaal nooit op een oneffen ondergrond. Stap nooit alleen op een hoek van de weegschaal. Gaat u bij het wegen niet op één kant en niet op de rand van de weegschaal staan.
- Stap nooit op de weegschaal met natte voeten. Stap nooit op de weegschaal met sokken.
- De weegschaal heeft een meetbereik tot 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb). Overlaad de weegschaal niet, dat zou tot permanente schade aan de weegschaal kunnen leiden.
- Gaat u voorzichtig met de weegschaal om. Vermijdt u klappen tegen en schokken van de weegschaal. Laat het toestel niet vallen en laat er niets op vallen.
- In geval van storingen repareert u het apparaat niet zelf, omdat daardoor iedere aanspraak op garantie verval. Laat u reparaties alleen door de erkende servicedienst uitvoeren.
- Dit toestel is géén speelgoed.
- Probeert u niet om het apparaat uit elkaar te halen, anders vervalt die garantie.

WAARSCHUWING – VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN T.A.V. DE BATTERIJ

- Batterien niet uit elkaar halen!
- Batterij- en toestelcontacten voor het plaatsen van de batterijen indien nodig reinigen!
- Lege batterijen onmiddellijk uit het toestel verwijderen!
- Verhoogd uitloopgevaar, contact met huid, ogen en slijmvlies vermijden! Bij contact met accuzuur de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig helder water spoelen en onmiddellijk een arts opzoeken!
- Mocht er een batterij ingeslikt zijn, dan moet onmiddellijk een arts opgezocht worden!
- Altijd alle batterijen tegelijk vervangen!
- Alleen batterijen van hetzelfde type gebruiken, geen verschillende types of gebruikte en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken!
- Plaats de batterijen correct, neem de polariteit in acht!
- Houd het batterijvak goed gesloten!
- Batterijen bij langer niet-gebruik uit het toestel verwijderen!
- Batterijen uit de buurt van kinderen houden!
- Batterijen niet heropladen! Er bestaat explosiegevaar!
- Niet kortsluiten! Er bestaat explosiegevaar!
- Niet in het vuur werpen! Er bestaat explosiegevaar!
- Bewaar onverbruikte batterijen in de verpakking en niet in de buurt van metalen voorwerpen om een kortsluiting te vermijden!
- Geef verbruikte batterijen en accu's niet met het gewone huisvuil mee, maar met het speciale afval of in een batterijverzamelstation in de vakhandel!

Batterijen inzetten/wisselen
 Voor u de weegschaal in bedrijf kunt nemen, dient u den isolatiestrip uit het batterijenvak 6 aan de onderkant van het apparaat te trekken. Verwisselt u de batterij als het symbool voor batterijen ver-vangen "Lo" in display 1 verschijnt of als er in het display niets wordt aangegeven, nadat u op het apparaat bent gaan staan. Let u daarbij op de polariteit (pluspool naar boven; naar het deksel wijzend).

Gewichtseenheid wijzigen
 U kunt uw gewicht in kilogrammen (kg) of ponden (lb) of stone (st) laten aangeven. Bedien toets 2 tot de gewenste eenheid verschijnt.

Wegen

- Zorg ervoor dat de weegschaal op een vaste en effen ondergrond staat.
- Ga op de weegschaal staan en blijf rustig staan.
- Uw gewicht wordt gemeten en wordt daarna weergegeven.
- Stap van de weegschaal. De weegschaal schakelt zich na ca. 9 sec. automatisch uit.

Persoonlijke gegevens programmeren
 De weegschaal kan de gegevens van 10 personen bewaren: geslachte, leeftijd, lengte. De weegschaal heeft een voorgeprogrammeerde waarde. Deze waarden zijn: kg, man, 25 jaar, 170 cm.

- Ga op de weegschaal staan.
- Druk op de SET-toets 1. In het display knipperen de persoonlijke gegevens die het laatst gebruikt zijn.
- Kies de gewenste gewichtseenheid met de schakelaar 2.
- Druk op de SET-toets 4. Op de display knippert de geheugenplaats. Nu kunt u door het indrukken van de ▲ 3- en ▼ 5-toets de gewenste geheugenplaats voor uw gebruiker-sprofiel (P0 - P9) selecteren.
- Druk op de SET-toets 4 om de instelling vast te leggen. Op de display begint het symbool voor het geslacht te knipperen.

= Man = Vrouw.

- Bepaal het geslacht, doordat u met de ▲ 3- of ▼ 5-toets het respectievelijke symbool op de display selecteert.
- Druk op de SET-toets 4 om de instelling vast te leggen. De voorgeprogrammeerde lichaamslengte begint te knipperen in de display.
- Leg met de ▲ 3- en ▼ 5-toets uw lichaamslengte vast.
- Druk op de SET-toets 4 om de instelling vast te leggen. De voorgeprogrammeerde leeftijd begint te knipperen in de display.
- Leg met de ▲ 3- en ▼ 5-toets uw leeftijd vast.
- Druk op de SET-toets 4 om de instelling vast te leggen.
- Het instellingsproces is nu afgesloten.

Lichaamsanalyse: wegen en meten

- Ga op de weegschaal staan.
- Druk op de SET-toets 4. Op de display knippert de geheugenplaats. Door het drukken op de ▲ 3- en ▼ 5-toets selecteert u uw persoonlijke geheugenplaats (P0 - P9).
- Uw opgeslagen, persoonlijke gegevens worden getoond.
- Wacht tot „0.0" in het display verschijnt. Ga met blote voeten op de weegschaal en blijft u rustig staan. Plaats uw voeten op de elektroden 7. Nu wordt het gewicht getoond.
- “0000" verschijnt in het display en verdwijnt van links naar rechts. Dan knippert uw lichaamsgewichtophetdisplay.Vervolgensverschijnendegemetenwaardenvanlichaamsvet, lichaamsvocht, botmassa, spiermassa, BMR en BMI. De aanduidingsvolgorde van de gemeten waarden herhaald zich nog twee keren. Daarna schakelt de weegschaal zich automatisch uit. Stap nu van de weegschaal af.

AANWIJZINGEN: De gegevens van de volgende tabellen zijn alleen ter oriëntering. Als u vragen hebt over uw lichaamsvetpercentage en uw gezondheid, spreek er dan over met uw arts.

Leeftijd	Vrouw (%)				Man (%)			
	gering	normaal	hoog	erg hoog	gering	normaal	hoog	erg hoog
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38	11–17	18–23	24–29	30–36
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38	12–18	19–24	25–30	31–37
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38	13–19	20–25	26–31	32–38

Leeftijd	Vrouw (%)			Man (%)		
	gering	normaal	hoog	gering	normaal	hoog
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	>57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	>52	<47	47–61	>61
61–80	<37	37–47	>47	<42	42–56	>56

Foutmeldingen

- Err = De weegschaal is overbelast.
- Lo = De batterij is bijna leeg en moet worden vervangen.
- Err2 = De waardes voor lichaamsvet en lichaamsvocht zijn niet beschikbaar.

Als uw personenweegschaal niet naar wens functioneert, controleer dan het volgende voor u met het servicepunt contact opneemt.

- Controleer of u de batterij correct geplaatst hebt.
- Controleer of u de juiste gewichtseenheid gekozen hebt.
- Controleer of de weegschaal vrij op een vaste en effen ondergrond staat. Ze mag niet tegen een muur of ander voorwerp stoten.
- Herhaal het wegen.

Reiniging en onderhoud
 Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels. Reinig de personenweegschaal alleen met een zachte, een beetje vochtig gemaakte doek. Gebruik in geen geval bijtende reinigingsmiddelen of alcohol. Er mag geen water binnendringen in het instrument. Gebruik het toestel pas opnieuw als het helemaal droog is.

Benaming en model	ecomed Lichaamsanalyse weegschaal BS-70E
Voeding:	3V= (1 × 3V Batterie Lithium knoopcelbatterije / type CR2032)
Weergavesysteem:	digitale weergave
Geheugen:	voor 10 personen
Meetbereik:	tot 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb)
Meetafwijking:	max. ± 1 %
Schaalverdeling:	0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
Autom. uitschakeling:	na ca. 9 sec.
Afmetingen (L x B x H):	ca. 30 × 30 × 1,75 cm
Gewicht:	ca. 1,6 kg
Artikelnummer:	23501
EAN-nummer:	4015588 23501 6

Weggooi
 Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument is verplicht om alle elektrische of elektronische apparaten, om het even of ze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een milieustraat of bij een winkel waar een vergelijkbaar product wordt aangeschaft, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en verwerkt.

Garantie- en reparatievoorwaarden
 Onze hieronder beschreven garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Neem voor de garantie contact op met uw speciaalzaak of rechtstreeks met de servicedienst. Geef aan wat het defect is en voeg een kopie van de aankoopbon toe als het apparaat moet worden opgestuurd. De volgende garantievoorwaarden zijn van kracht:

- Op producten van **ecomed** geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van 2 jaar. De verkoopdatum moet in het geval van garantie kunnen worden aangetoond met een aankoopbon of factuur.
- Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantieperiode gratis verholpen.
- Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode voor het apparaat of de vervangen onderdelen niet verlengd.
- Van garantie zijn uitgesloten:
 - alle schades die zijn ontstaan door verkeerd gebruik, bijv. door het niet-nakomen van de gebruiksaanwijzing;
 - schades die het gevolg zijn van een reparatie of interventie door de koper of een onbevoegde derde;
 - transportschades die zijn ontstaan op weg van de fabrikant naar de consument of tijdens de verzending naar de servicedienst;
 - onderdelen die normale slijtage vertonen.
- Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het apparaat is ook dan uitgesloten, wanneer de schade aan het apparaat wordt erkend als garantie.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Duitsland

In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons het recht op wijzigingen voor op technisch gebied en qua vormgeving.

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op <https://docs.medisana.com/23501>.

Service-informatie is hier beschikbaar: www.medisana.com/servicepartners

NL/FR

ecomed[®]

by medisana


FR

Mode d'emploi

Pèse-personne d'analyse corporelle

BS-70E

Appareil et éléments de commande



1 Affichage

2 Commutateur (sur la face inférieure) pour kg, lb, st

3 ▲ Touche Haut

4 Touche SET

5 ▼ Touche Bas

6 Compartiment à piles (sur la face inférieure)

7 Electrodes

Contenu de la livraison et emballage

Veuillez d'abord vérifier que l'appareil est complet et qu'il ne présente aucun dommage. Au moindre doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur ou votre centre de services. La livraison comprend :

- 1 **ecomed** Pèse-personne d'analyse corporelle **BS-70E**
- 1 pile bouton lithium 3 V type CR2032
- 1 mode d'emploi



Les emballages sont recyclables ou peuvent être réintégrés dans le circuit des matières premières. Veuillez éliminer les matériaux d'emballage inutiles de manière appropriée. Si vous constatez lors du déballeage des dommages liés au transport, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.



AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les films d'emballage ne tombent pas entre les mains d'enfants ! Il y a danger d'étouffement !

Légende



Utilisez l'article uniquement dans des pièces fermées !



IMPORTANT !
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou risque d'endommager l'appareil.



AVERTISSEMENT
Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuelles blessures à l'utilisateur.



ATTENTION
Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuels dommages à l'appareil.



REMARQUE
Ces remarques vous fournissent des informations supplémentaires utiles sur l'installation ou le fonctionnement.



Classe de protection II

LOT



Numéro LOT

Fabricant



Symboles/codes de recyclage :
Ils servent à donner des informations sur le matériau et son utilisation appropriée ainsi que sur son recyclage.



FR

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil et conservez le mode d'emploi pour la prochaine utilisation. Si vous confiez l'appareil à un tiers, veuillez impérativement joindre ce mode d'emploi.

- 
- Ce pèse-personne ne convient pas aux personnes possédant un stimulateur cardiaque ou d'autres implants médicaux. En cas de diabète ou d'autres restrictions médicales/corporelles, l'indication du taux de graisse peut être inexacte. Il en va de même pour les personnes qui suivent un entraînement sportif poussé.
 - Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes !
 - La balance est conçu pour un usage domestique. Elle ne convient pas à un usage professionnel en hôpital ou autre institution médicale.
 - Placez la balance dans un endroit à l'abri d'une chaleur et d'une humidité de l'air extrêmes. Tenez la balance à distance de l'eau.
 - N'exposez pas la balance aux rayons directs du soleil.
 - Ne placez jamais la balance sur une surface non plane. Ne montez jamais sur le coin de la balance. Lors de la pesée, ne vous mettez pas d'un côté ni au bord de la balance.
 - Ne montez jamais sur la balance avec les pieds humides. Ne montez jamais sur la balance avec des chaussettes.
 - La plage de mesure du pèse-personne va jusqu'à 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb). Ne surchargez pas la balance car cela pourrait causer des dommages irréparables.
 - Manipulez la balance avec précaution. Évitez les coups et les secousses. Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe sur la balance et à ne pas la faire tomber.
 - En cas de dérangements, ne réparez pas l'appareil vous-même, car cela annulerait tout droit à la garantie. Adressez-vous au service clientèle agréé pour effectuer les réparations.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - N'essayez pas de démonter l'appareil car cela entraînerait l'annulation de la garantie.



AVERTISSEMENT – INSTRUCTIONS DE SECURITE RELATIVES AUX PILES

- Ne désassemblez pas les piles !**
- Nettoyez le cas échéant les contacts de l'appareil et des piles avant de placer celles-ci !**
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil !**
- Danger accru de fuite ! Evitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact avec l'électrolyte, rincez tout de suite les endroits concernés à l'eau claire en abondance et consultez immédiatement un médecin !**
- En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin !**
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois !**
- N'utilisez que des piles de type identique! N'utilisez pas simultanément des piles différentes ou des piles ayant déjà été utilisées et des piles neuves !**
- Introduisez correctement les piles en faisant attention à la polarité !**
- Veillez à ce que le compartiment des piles soit parfaitement fermé !**
- Retirez-les de l'appareil lors d'une non-utilisation prolongée !**
- Conservez les piles hors de portée des enfants !**
- Ne rechargez pas les piles ! Risque d'explosion !**
- Ne pas les court-circuiter ! Risque d'explosion !**
- Ne pas les jeter au feu ! Risque d'explosion !**
- Stockez les piles que vous n'utilisez pas dans leur emballage et veillez à ce qu'elles restent éloignées d'objets métalliques afin d'éviter des courts-circuits !**
- Ne jetez pas les piles et batteries usées dans les ordures ménagères ! Jetez-les dans un conteneur prévu à cet effet ou dans un point de collecte des batteries, dans un commerce spécialisé !**

Insérer/changer la pile

Avant de pouvoir mettre en marche la balance, vous devez retirer la bande isolante qui se trouve dans le compartiment à piles ❷ sur la face inférieure de l'appareil. Remplacez la pile lorsque le symbole “Lo” apparaît à l'écran ❶ ou lorsque rien ne s'affiche une fois que vous êtes monté sur l'appareil. Veuillez tenir compte de la polarité des piles (pôle positif vers le haut ; tourné vers le couvercle).

Modification de l'unité de poids

Vous pouvez afficher votre poids en kilogrammes (kg), livres (lb) ou stone (st). Actionnez la touche ❷ jusqu'à ce que l'unité souhaitée s'affiche.

- Pesée**
- Veillez à ce que la balance repose sur un sol ferme et plat.
 - Montez sur la balance et ne bougez plus.
 - Votre poids apparaît à l'écran.
 - Descendez du pèse-personne. Le pèsepersonne s'éteint automatiquement au bout de 9 sec.

- Programmer les données personnelles**
- Le pèse-personnes peut enregistrer les données de 10 personnes: sexe, âge et taille. Le pèse-personnes a des valeurs prédéfinies. Ce sont : kg, Homme, 25 ans, 170 cm.
- Montez sur la balance.
 - Appuyez sur la touche SET ❶. Les données personnelles utilisées récemment clignotent sur l'écran.
 - Veillez maintenant sélectionner l'unité de poids souhaitée avec le commutateur ❷.
 - Appuyez sur la touche SET ❶. Le numéro de la case mémoire afférente clignote sur l'écran. Maintenant vous pouvez sélectionner la case de mémoire souhaitée pour votre profil d'utilisateur (P0 - P9) en appuyant sur la touche ▲ ❸ et la touche ▼ ❹.
 - Appuyez sur la touche SET 4 pour enregistrer vos paramètres. L'écran affiche le symbole pour le sexe en clignotant.
 -  = homme  = femme.
 - Sélectionnez votre sexe en choisissant le symbole sur l'écran en appuyant sur la touche ▲ ❸ et la touche ▼ ❹.
 - Appuyez sur la touche SET ❹ pour enregistrer vos paramètres. La taille préréglée commence à clignoter sur l'écran.
 - Sélectionnez votre taille avec la touche ▲ ❸ et la touche ▼ ❹.
 - Appuyez sur la touche SET ❶ pour enregistrer vos paramètres. L'âge préréglé commence à clignoter sur l'écran.
 - Sélectionnez votre âge avec la touche ▲ ❸ et la touche ▼ ❹.
 - Appuyez sur la touche SET ❶ pour enregistrer vos paramètres.
 - Le procédé de sélection est maintenant terminé.

- Peser et mesurer les valeurs de l'analyse corporelle**
- Montez sur la balance.
 - Appuyez sur la touche SET ❶. La case mémoire clignote sur l'écran. Vous pouvez choisir votre case mémoire personnelle (P0 à P9) avec la touche ▲ ❸ et la touche ▼ ❹.
 - Vos données personnelles seront affichées.
 - Attendez que l'écran affiche « 0.0 ». Mettez-vous à pieds nus sur le pèsepersonnes et restez immobile. Placez vos pieds sur les électrodes ❷. Tout d'abord s'affiche le poids.
 - Les chiffres « 0000 » s'affichent sur l'écran et disparaissent successivement, de gauche à droite. Puis, votre poids se met à clignoter. Ensuite, s'affichent successivement les valeurs mesurées suivantes : graisse corporelle, taux de masse hydrique, masse osseuse, taux de masse musculaire, BMR et IMC. La séquence d'affichage des valeurs mesurées est répétée deux fois. Ensuite, le pèse-personne s'arrête automatiquement. Descendez du pèse-personne.

REMARQUES : Les données des tableaux suivants n'ont qu'une valeur indicative. Si vous avez des questions concernant votre taux de graisse et votre état de santé, adressez-vous à votre médecin.

Âge	Femme (%)				Homme (%)			
	faible	normal	élevé	très élevé	faible	normal	élevé	très élevé
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38	11–17	18–23	24–29	30–36
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38	12–18	19–24	25–30	31–37
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38	13–19	20–25	26–31	32–38

Âge	Femme (%)			Homme (%)		
	faible	normal	élevé	faible	normal	élevé
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	>57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	>52	<47	47–61	>61
61–80	<37	37–47	>47	<42	42–56	>56

- Messages d'erreur**
- Err = La balance est surchargée.
 - Lo = La pile est faible et doit être remplacées.
 - Err2 = Les valeurs pour la graisse corporelle et le taux de masse hydrique ne peuvent pas être déterminées.

Si votre pèse-personne ne fonctionnait pas correctement, vérifiez les points suivants avant de contacter le service après-vente :

- Vérifiez que la pile est correctement positionnée.
- Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne unité de poids.
- Vérifiez que la balance est placée sur un sol fixe et plat. Elle ne doit pas toucher un mur ou un autre objet.
- Répétez la pesée.

Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou de brosses dures. Nettoyez la balance avec un chiffon doux et humidifié légèrement. N'utilisez en aucun cas de produits de nettoyage détergents ou d'alcool. L'eau ne doit pas pénétrer dans l'appareil. Attendez que l'appareil soit complètement sec pour le réutiliser.

Caractéristiques techniques		
Nom et modèle :	ecomed Pèse-personne d'analyse corporelle BS-70E	
Alimentation électrique :	3V= (1 × 3V pile bouton lithium / type CR2032)	
Système d'affichage :	Affichage numérique	
Mémoire :	pour 10 personnes	
Plage de mesure:	jusqu'à 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb)	
Ecart de mesure :	max. ± 1 %	
Graduation :	0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb	
Arrêt automatique :	au bout de 9 sec. environ	
Dimensions (L x l x h) :	env. 30 × 30 × 1,75 cm	
Poids:	env. 1,6 kg	
N° d'article :	23501	
N° d'EAN :	4015588 23501 6	



Remarque concernant l'élimination
Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas!
Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

Conditions de garantie et de réparation

Vos droits légaux de garantie ne sont pas limités par notre garantie énoncée ci-après. En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé ou directement au service après-vente. Si vous devez retourner l'appareil, veuillez indiquer le défaut et joindre une copie du ticket de caisse. Les conditions de garantie suivantes applicables :

- Les produits **ecomed** sont garantis 2 ans à compter de la date d'achat. En cas de réclamation au titre de la garantie, la date de vente doit être prouvée par une quittance d'achat ou une facture.
- Les vices dus à des défauts matériels ou de fabrication sont réparés gratuitement pendant la période de garantie.
- Un octroi de garantie ne permet pas l'extension de la durée de garantie, que ce soit pour l'appareil ou pour les pièces échangées.
- Sont exclus de la garantie :
 - Tous les dommages entraînés par une manipulation inappropriée, par ex. par le non-respect du mode d'emploi.
 - Les dommages dus à la réparation ou à l'intervention de l'acheteur ou de tiers non habilités.
 - Les dommages de transport survenant pendant l'acheminement du produit entre le fabricant et l'utilisateur ou au cours de son envoi auprès du service après-vente.
 - Les pièces de rechange soumises à l'usure normale.
- Une responsabilité vis-à-vis des conséquences directes ou indirectes qui ont été occasionnées par l'appareil est également exclue, si les dégâts sur l'appareil sont reconnus comme un cas d'application de la garantie.



medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Allemagne

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de conception.

Vous pouvez télécharger le mode d'emploi complet en vous rendant sur le site <https://docs.medisana.com/23501>.

Les informations sur les services sont disponibles ici : www.medisana.com/servicepartners

23501 BS-70E 10-Dec-2024 Ver. 1.12

ecomed

by medisana

ES

Manual de instrucciones

Báscula de análisis de la grasa corporal BS-70E

Aparato y elementos de mando

1 Visualizador
2 Conmutador (en la parte inferior) para kg, lb, st
3 ▲ Botón de flecha hacia arriba
4 Tecla SET
5 ▼ Botón de flecha hacia abajo
6 Compartimento de las pilas (en la parte inferior)
7 Electrodos

Volumen de suministro y embalaje

En primer lugar, compruebe que el aparato está completo y no presenta ningún daño.

En caso de duda, no ponga el aparato en marcha y contacte con su vendedor o su centro de servicio. El volumen de suministro incluye:

- 1 **ecomed** báscula de análisis de la grasa corporal **BS-70E**
- 1 Pila botón litio, 3 V, tipo CR2032
- 1 Instrucciones de manejo

Los embalajes se pueden reutilizar o llevar a centros de reciclaje. Elimine adecuadamente el material de embalaje que ya no necesite. Si al desembalar el producto descubre algún daño ocasionado por el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el vendedor.

ADVERTENCIA
Mantenga las películas de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

Leyenda

¡Utilice el artículo siempre en estancias cerradas!

¡IMPORTANTE!
La inobservancia de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en el aparato.

ADVERTENCIA
Estas indicaciones de advertencia deben respetarse para evitar posibles lesiones del usuario.

ATENCIÓN
Estas indicaciones deben respetarse para evitar posibles daños en el aparato.

NOTA
Estas indicaciones le proporcionan información adicional útil sobre la instalación y el funcionamiento.

Clase de protección II

Número de lote

Fabricante

Símbolos de reciclaje/códigos: proporcionan información sobre el material, su uso correctoy el reciclaje.

23501 BS-70E 10-Dec-2024 Ver. 1.12

Indicaciones de seguridad

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente el manual de instrucciones, sobre todo las indicaciones de seguridad, y guarde el manual para posteriores consultas. Si entrega el aparato a terceros, deberá entregarles también este manual de instrucciones.

- Esta balanza no está indicada para personas con marcapasos u otros implantes médicos. La medición de la grasa corporal puede resultar inexacta en personas que sufren de diabetes u otras afecciones médicas/corporales. Lo mismo vale para personas que practican una actividad deportiva intensa.
- ¡Este aparato no está indicado para mujeres embarazadas!
- La balanza está diseñada para uso doméstico. No está indicada para uso industrial en hospitales u otros establecimientos médicos.
- Coloque la balanza en un lugar que no esté expuesto a una temperatura ni a una humedad del aire extremas. Mantenga la balanza alejada del agua.
- No someta la balanza a la acción solar directa.
- No ponga nunca la balanza sobre una superficie irregular. No se suba nunca a una esquina de la báscula. Cuando se pese, no se coloque en un lado ni en el borde de la báscula.
- No suba nunca a la balanza con los pies mojados. No suba nunca a la balanza con calcetines.
- La balanza tiene una gama de medición hasta 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb). No sobrecargue la báscula porque esto podría provocar daños permanentes en el aparato.
- Maneje la balanza con cuidado. Evite golpes y sacudidas de la balanza. No deje que la báscula se caiga ni que ningún objeto caiga con fuerza sobre ella.
- En caso de fallos, no intente reparar el dispositivo, puesto que en este caso ya no será aplicable la garantía. Hágalo reparar únicamente por el servicio técnico autorizado.
- Los niños no podrán jugar con el dispositivo.
- No trate de desmantelar el aparato; de lo contrario, ya no será aplicable la garantía.

ADVERTENCIA - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS

- ¡No desmonte las baterías!
- ¡Limpie los contactos de las pilas y del dispositivo antes de colocar las pilas!
- ¡Retire inmediatamente las baterías descargadas!
- ¡Peligro elevado de fuga del líquido; evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas! ¡En caso de contacto con el ácido de las baterías, lave inmediatamente las zonas afectadas con agua limpia y abundante y vaya de inmediato al médico!
- ¡En el caso de que alguien se tragara una batería, habría que ir inmediatamente al médico!
- ¡Cambie siempre todas las baterías al mismo tiempo!
- ¡Utilice solo baterías del mismo tipo, no use tipos diferentes o mezcle baterías viejas y nuevas!
- ¡Coloque las baterías de forma correcta teniendo en cuenta la polaridad!
- ¡Mantenga bien cerrado el compartimento de las pilas!
- ¡Retire las baterías del aparato, si no lo va a utilizar durante un tiempo!
- ¡Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños!
- ¡No vuelva a cargar las baterías! ¡Peligro de explosión!
- ¡No las ponga en cortocircuito! ¡Peligro de explosión!
- ¡No las tire al fuego! ¡Peligro de explosión!
- ¡Guarde las pilas sin usar en el envase y no en la cercanía de objetos metálicos, para así evitar un cortocircuito!
- ¡No tire las baterías usadas ni los acus en la basura doméstica sino en la basura especial o en el recogedor de baterías de los comercios especializados!

Sustitución/cambio de las baterías

Antes de poder usar su báscula, tiene que retirar las tiras de aislamiento del compartimento de las pilas ❹ en la parte inferior del aparato. Cambie la pila cuando en la pantalla ❶ aparece el símbolo de cambio de pilas “Lo”, o cuando en la pantalla no se indica nada después de haber entrado en el aparato. Al hacerlo, tenga en cuenta la polaridad (polo positivo hacia arriba; señalando la tapa).

Cambiar la unidad de peso

Puede visualizar su peso en kilogramos (kg) o libras (lb) o stones (st). Accione el pulsador ❷ hasta que se indique la unidad que desee.

Pesaje

- Asegúrese de que la báscula esté en una superficie fija y lisa.
- Súbase a la báscula y permanezca quieto.
- Su peso se mide y se muestra.
- Bájese de la balanza. La báscula se desconecta automáticamente tras unos 9 seg.

Programación de los datos personales

La báscula puede guardar los datos de 10 personas: sexo, edad, talla.

La báscula tiene valores preestablecidos. Estos valores son: kg, hombre, 25 años, 170 cm.

- Súbase a la báscula.
- Pulse la tecla SET ❶. En la pantalla parpadean los últimos datos personales utilizados.
- Seleccione ahora la unidad de pesaje deseada con el conmutador ❷.
- Pulse la tecla SET ❶. En la pantalla parpadea la posición de memoria. Ahora puede seleccionar la posición de almacenamiento deseada para su perfil de usuario (P0 – P9) pulsando la tecla ▲ ❸ o bien ▼ ❺.
- Pulse la tecla SET 4 para guardar la configuración. En la pantalla comienza a parpadear el símbolo correspondiente al sexo.

♂ = Hombre ♀ = Mujer.

- Configure su sexo seleccionando el símbolo correspondiente con la tecla ▲ ❸ o ▼ ❺.
- Pulse la tecla SET ❶ para guardar la configuración. La talla corporal preestablecida comienza a parpadear en la pantalla.
- Mediante las teclas ▲ ❸ y ▼ ❺ ajuste su talla corporal.
- Pulse la tecla SET ❶ para guardar la configuración. La edad preestablecida comienza a parpadear en la pantalla.
- Mediante las teclas ▲ ❸ y ▼ ❺ ajuste su edad.
- Pulse la tecla SET ❶ para guardar la configuración.
- El proceso de configuración está ahora terminado.

Pesar y medir los valores de análisis corporal

- Súbase a la báscula.
- Pulse la tecla SET ❶. En la pantalla parpadeará la posición de memoria.
- Seleccione su posición de memoria personal (P0 – P9) pulsando la tecla ▲ ❸ o ▼ ❺.
- Se indicarán sus datos personales guardados.
- Espere hasta que en pantalla aparezca “0.0”. Suba descalzo a la báscula y permanezca de pie quieto. Ubique sus pies sobre los electrodos ❷. En primer lugar, se indicará el peso.
- En la pantalla aparece “0000” y desaparece paulatinamente de izquierda a derecha. Después se verá su peso con luz intermitente. Ahora se muestran uno tras otro los valores medidos para grasa corporal, porcentaje de agua en el cuerpo, peso de los huesos, porcentaje muscular, TMB e IMC. La sucesión de indicaciones de los valores medidos se repite dos veces más. Luego la báscula se apaga automáticamente. Baje de la báscula.

NOTAS Los datos indicados en las tablas siguientes son sólo orientativos. Si tiene dudas con respecto a su porcentaje de grasa corporal y su salud, consulte a su médico.

Edad	Mujer (%)				Hombre (%)			
	bajo	normal	alto	muy alto	bajo	normal	alto	muy alto
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38	11–17	18–23	24–29	30–36
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38	12–18	19–24	25–30	31–37
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38	13–19	20–25	26–31	32–38

Edad	Mujer (%)			Hombre (%)		
	bajo	normal	alto	bajo	normal	alto
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	>57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	>52	<47	47–61	>61
61–80	<37	37–47	>47	<42	42–56	>56

Mensajes de error

Err = La báscula está sobrecargada.

Lo = La pila está agotada y debe ser reemplazada.

Err2 = Los valores para la grasa corporal y el porcentaje de agua en el cuerpo no se han podido calcular.

Si la báscula no funciona correctamente, compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el punto de atención al cliente:

- Compruebe si ha colocado correctamente la pila.
- Compruebe si ha seleccionado la unidad de peso adecuada.
- Compruebe si la báscula está colocada en una superficie estable y lisa. Ésta no debe chocar contra la pared o contra cualquier otro objeto.
- Pese de nuevo.

Limpieza y cuidado

No utilice nunca productos de limpieza agresivos o cepillos bastos. Limpie la báscula personal con un paño suave humedecido ligeramente. No utilice en ningún caso productos de limpieza agresivos o alcohol. No debe penetrar agua en el aparato. Vuelva a utilizar el aparato una vez esté completamente seco.

Datos técnicos	
Nombre y modelo:	ecomed Báscula de análisis de la grasa corporal BS-70E
Suministro de tensión:	3V= (1 × 3V Pilas botón litio / tipo CR2032)
Sistema de indicación:	indicación digital
Memoria:	para 10 personas
Rango de medida:	a 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb)
Desviación de la medición:	máxima ± 1 %
Graduación:	0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
Desconexión auto.:	tras aprox. 9 seg.
Dimensiones (L x A x A):	aprox. 30 × 30 × 1,75 cm
Peso:	aprox. 1,6 kg
Número de artículo:	23501
Número EAN:	4015588 23501 6

Eliminación

Este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar los aparatos eléctricos o electrónicos, sin importar si contienen sustancias tóxicas o no, en un punto de recogida de su municipio o del comercio para que puedan ser eliminados de forma no contaminante. Para más información sobre la eliminación, pregunte a las autoridades municipales o a su vendedor.

Condiciones de garantía y reparación

Sus derechos de garantía comercial no se verán limitados por nuestra garantía, que exponemos a continuación. En caso de una reclamación de garantía, póngase en contacto con su comercio especializado o directamente con el centro de servicio. Si tuviese que enviar el aparato, indique cuál es el defecto y adjunte una copia del comprobante de compra. Las condiciones de garantía aplicables son las siguientes:

- Los productos **ecomed** tienen una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, deberá demostrar la fecha de compra presentando el comprobante de compra o una factura.
- Los defectos debidos a fallos de material o de producción se subsanarán gratuitamente siempre que no haya prescrito el plazo de garantía.
- La prestación de la garantía no prolonga el plazo de garantía, ni en lo que respecta al aparato, ni para las piezas sustituidas.
- La garantía no incluye:
 - Daños causados por un uso indebido, p. ej., la inobservancia del manual de instrucciones.
 - Daños derivados de la reparación o la intervención del comprador o de terceros no autorizados.
 - Daños de transporte originados durante el traslado desde el fabricante hasta el consumidor o durante el envío al centro de servicio.
 - Los recambios sometidos a un desgaste normal.
- También se excluye la responsabilidad por daños directos o indirectos ocasionados por el aparato si el daño en el aparato está cubierto por la garantía.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Alemania


Debido a las mejoras continuas del producto, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

Puede descargar el manual de instrucciones completo en <https://docs.medisana.com/23501>.

La información del servicio está disponible aquí: www.medisana.com/servicepartners



Συσκευή και στοιχεία χειρισμού



- 1** Οθόνη
- 2** Διακόπτη (στην κάτω πλευρά) για kg, lb, st
- 3** ▲ Πλήκτρο προς τα πάνω
- 4** Πλήκτρο SET
- 5** ▼ Πλήκτρο προς τα κάτω
- 6** Θήκη μπαταρίας (στην κάτω πλευρά)
- 7** Ηλεκτρόδια

Περιεχόμενα παραδοτέου προϊόντος και συσκευασίας

Πρώτα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρης και δεν παρουσιάζει ζημιές. Εάν έχετε αμφιβολίες μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Η συσκευασία περιέχει:

- 1 **ecomед** Ζυγαριά προσώπων με λειτουργία ανάλυσης σώματος **BS-70E**
- 1 μπαταρία λιθίου κερματοειδούς στοιχείου 3 V τύπου CR2032
- 1 οδηγία χρήσης

Οι συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες και μπορούν να παραδίδονται προς επεξεργασία ανάκτησης πρώτων υλών. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζεστε πλέον με τον προβλεπόμενο τρόπο. Εάν κατά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία διαπιστώσετε μια ζημιά που έχει προκληθεί κατά τη μεταφορά, επικοινωνήστε αμέσως με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Φροντίστε, ώστε οι μεμβράνες συσκευασίας να μην καταλήξουν στα χέρια των παιδιών. Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας.

Επεξήγηση συμβόλων

 Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως επακόλουθο την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών ή ζημιάς στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, προς αποφυγή πιθανού τραυματισμού του χρήστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτές οι υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης ζημιών στη συσκευή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Αυτές οι υποδείξεις σάς παρέχουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.

 Βαθμός προστασίας II

LOT Αριθμός παρτίδας

 Κατασκευαστής

 Σύμβολα/Κωδικοί ανακύκλωσης: Αποσκοπούν στην ενημέρωση σχετικά με το εκάστοτε υλικό, την ορθή χρήση ή ανακύκλωσή του.

GR Υποδείξεις ασφαλείας

 **Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική χρήση. Παραδώστε οπωσδήποτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή, εάν την παραχωρήσετε σε τρίτους.**



- Αυτή η ζυγαριά δεν είναι κατάλληλη για άτομα με βηματοδότες ή άλλα ιατρικά εμφυτεύματα. Σε περίπτωση σακχαρώδους διαβήτη ή άλλων ιατρικών/σωματικών περιορισμών ενδέχαι τα στοιχεία της περιεκτικότητας λιπαρών του σώματος να είναι ανακριβή. Το ίδιο ισχύει και για καλά γυμνασμένα άτομα.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για γυναίκες που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη!
- Η ζυγαριά έχει σχεδιαστεί για την οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται για επαγγελματική χρήση σε νοσοκομεία ή άλλα ιατρικά ιδρύματα.
- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σημείο όπου δεν εμφανίζονται ακραίες θερμοκρασίες και υπερβολική υγρασία αέρα. Διατηρείτε τη ζυγαριά μακριά από νερό.
- Η ζυγαριά δεν πρέπει να μένει εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη ζυγαριά σε ανώμαλη επιφάνεια. Μην ανεβαίνετε ποτέ πάνω στη ζυγαριά μόνο από μία γωνιά της ζυγαριάς. Μην στέκεστε κατά το ζύγισμα μονόπλευρα ούτε στην άκρη της ζυγαριάς.
- Μην ανεβαίνετε ποτέ πάνω στη ζυγαριά με υγρά πόδια. Μην ανεβαίνετε ποτέ πάνω στη ζυγαριά με κάλτσες.
- Η ζυγαριά διαθέτει όρια ζυγίσματος έως 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb). Μην υπερφορτώνετε τη ζυγαριά, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες.
- Χειρίζεστε προσεκτικά τη ζυγαριά. Αποφύγετε χτυπήματα και κραδασμούς της ζυγαριάς. Μην την αφήνετε να πέσει κάτω και μην ρίχνετε αντικείμενα πάνω σε αυτήν.
- Σε περίπτωση βλαβών, μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή, διότι έτσι εκπίπτει κάθε εγγυητική αξιολόγηση. Αναθέστε τις επισκευές μόνο σε αρμόδιες υπηρεσίες σέρβις.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, μετά από αυτό δεν θα ίσχυε η εγγύηση.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

- Μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες!**
- Πριν από την τοποθέτηση των μπαταριών καθαρίστε, αν χρειάζεται, τις επαφές μπαταριών και συσκευής!**
- Αφαιρείτε άμεσα από τη συσκευή τις άχρηστες μπαταρίες!**
- Αυξημένος κίνδυνος διαρροής, αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους! Σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με οξέα μπαταριών ξεπλύνετε αμέσως το προσβλημένο σημείο με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό!**
- Αν καταπιείτε μία μπαταρία τότε συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό!**
- Πάντα να αντικαθιστάτε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα!**
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου! Να μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ούτε και χρησιμοποιημένες μαζί με καινούργιες!**
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, προσέχετε την πολικότητα!**
- Ο χώρος των μπαταριών πρέπει να παραμένει καλά σφραγισμένος!**
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη συσκευή αν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο διάστημα!**
- Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά!**
- Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!**
- Μην τις βραχυκυκλώνετε! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!**
- Μην τις πετάτε στην φωτιά! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!**
- Αποθηκεύετε τις άχρησιμοποίητες μπαταρίες στη συσκευασία και όχι κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα, για να αποφευχθεί η περίπτωση βραχυκυκλώματος!**
- Μην πετάτε τις άχρηστες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά στα ειδικά απορρίμματα ή στα σημεία συλλογής στα ειδικά καταστήματα!**

Εισαγωγή / αντικατάσταση της μπαταρίας

Για να μπορέσετε να θέσετε τη ζυγαριά σε λειτουργία πρέπει να αφαιρέσετε τις ταινές μόνωσης από τη θήκη της μπαταρίας  στην κάτω πλευρά της συσκευής. Όταν στην οθόνη **1** εμφανιστεί το σύμβολο „Lo“ ή όταν στην οθόνη δεν εμφανίζεται τίποτα αφότου πατήσετε πάνω στη συσκευή. Κατά την τοποθέτηση προσέξτε την πολικότητα (θετικός πόλος προς τα πάνω, προς το καπάκι της θήκης).

Αλλαγή μονάδας βάρους

Μπορείτε να μετράτε το βάρος σας σε κιλά (kg), σε λίβρες (lb) ή σε Πέτρες (st). Πατήστε το πλήκτρο  , μέχρι να εμφανιστούν οι μονάδες που θέλετε.

Ζύγισμα

- Φροντίστε η ζυγαριά να πατάει σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
- Ανεβείτε στη ζυγαριά και παραμένετε ακίνητοι.
- Εμφανίζεται η μέτρηση του βάρους σας.
- Βγείτε από τις κλίμακες. Μετά από 9 δευτερόλεπτα η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα.

Προγραμματισμός ατομικών δεδομένων

Η ζυγαριά μπορεί να αποθηκεύσει τα στοιχεία 10 ατόμων: φύλο, ηλικία, ύψος. Η ζυγαριά διαθέτει προκαθορισμένες τιμές. Οι τιμές αυτές είναι οι ακόλουθες: kg, Άνδρας, 25 ετών, 170 cm.

- Ανεβείτε στη ζυγαριά.
- Πιέστε το πλήκτρο SET  . Στην οθόνη αναβοσβήνουν τα προσωπικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία.
- Επιλέξτε τώρα την επιθυμητή μονάδα βάρους με τον διακόπτη επιλογής  .
- Πιέστε το πλήκτρο SET  . Στην οθόνη αναβοσβήνει η θέση μνήμης. Μπορείτε πλέον να επιλέξετε, πιέζοντας το πλήκτρο   ή το πλήκτρο   , την επιθυμητή θέση μνήμης για το προφίλ του χρήστη (P0 – P9).
- Πιέστε το πλήκτρο SET 4 για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. Στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο του φύλου.

 = Άντρας  = Γυναίκα.

- Ρυθμίστε το φύλο σας επιλέγοντας με το πλήκτρο   ή   το αντίστοιχο σύμβολο στην οθόνη.
- Πιέστε το πλήκτρο SET  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. Το προκαθορισμένο ύψος αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Επιλέξτε με το πλήκτρο    ή το πλήκτρο   το ύψος σας.
- Πιέστε το πλήκτρο SET  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. Η προκαθορισμένη ηλικία αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Επιλέξτε τώρα με το πλήκτρο    ή το πλήκτρο   την ηλικία σας.
- Πιέστε το πλήκτρο SET  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
- Η διαδικασία ρύθμισης έχει ολοκληρωθεί.

Ζύγισμα και καταμέτρηση των τιμών σωματικής ανάλυσης

- Ανεβείτε στη ζυγαριά.
- Πιέστε το πλήκτρο SET  . Στην οθόνη αναβοσβήνει η θέση μνήμης. Πιέζοντας το πλήκτρο   ή το πλήκτρο   επιλέγετε την προσωπική σας θέση μνήμης (P0 - P9).
- Τα αποθηκευμένα προσωπικά σας στοιχεία προβάλλονται.
- Περιμένετε μέχρι που στην οθόνη να εμφανιστεί το “0.0”. Ανεβείτε με γυμνά πόδια στη ζυγαριά και παραμένετε ακίνητοι. Τοποθετήστε τα πόδια σας πάνω στα ηλεκτρόδια  . Αρχικά εμφανίζεται το βάρος στην οθόνη.
- «0000» εμφανίζεται και αποκρύπτεται διαδοχικά από αριστερά προς τα δεξιά στην οθόνη. Μετά εμφανίζεται η ένδειξη βάρους σας να αναβοσβήνει. Στη συνέχεια προβάλλονται διαδοχικά οι καταμετρημένες τιμές σωματικού λίπους, ποσοστού νερού στο σώμα, οστικού βάρους, ποσοστού μυϊκής μάζας, βασικού μεταβολικού ρυθμού (BMR) και δείκτη μάζας σώματος (BMI). Η προβολή της ακολουθίας των αποτελεσμάτων επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές. Μετά η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα. Κατεβείτε από τη ζυγαριά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Το στοιχεία στους πίνακες που ακολουθούν είναι απλώς καταποτιστικά. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την περιεκτικότητα λιπαρών του σώματός σας και την υγεία σας,συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Ορια περιεκτικότητας λιπαρών του σώματος σε %

Ηλικία	Γυναίκα (%)					Άντρας (%)				
	ελάχιστη	κανονική	υψηλή	πολύ υψηλή		ελάχιστη	κανονική	υψηλή	πολύ υψηλή	
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38		11–17	18–23	24–29	30–36	
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38		12–18	19–24	25–30	31–37	
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38		13–19	20–25	26–31	32–38	

Περιοχή αναλογίας νερού ως %

Ηλικία	Γυναίκα (%)			Άντρας (%)		
	ελάχιστη	κανονική	υψηλή	ελάχιστη	κανονική	υψηλή
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	>57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	>52	<47	47–61	>61
61–80	<37	37–47	>47	<42	42–56	>56

Μηνύματα σφαλμάτων

- Err = Σφάλμα υπερφόρτωσης.
- Lo = Η μπαταρία είναι αδύνατη και πρέπει να αντικατασταθεί.
- Err2 = Ο υπολογισμός των τιμών για το ποσοστό σωματικού λίπους και νερού στο σώμα δεν είναι δυνατός.

Αν η ζυγαριά δεν λειτουργεί σωστά, πριν απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις ελέγξτε προηγουμένως τα παρακάτω.

- Ελέγξτε αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει τις σωστές μονάδες βάρους.
- Ελέγξτε αν η ζυγαριά βρίσκεται ελεύθερη πάνω σε ένα σταθερό και επίπεδο δάπεδο. Δεν επιτρέπεται να ακουμπάει σε κάποιο τοίχο ούτε και σε κάποιο άλλο αντικείμενο.
- Επαναλάβετε το ζύγισμα.

Καθάρισμα και συντήρηση

Μη χρησιμοποιείτε επιθετικές ουσίες, όπως π.χ. γαλακτώματα τριβής ή άλλα μέσα καθαρισμού.Καθαρίστε την ατομική ζυγαριά μόνο με μαλακό και ελαφρά βρεγμένο πανί, φροντίστε ώστε να μην εισχωρήσει νερό εντός της συσκευής. Η συσκευή μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μόνον, αφότου στεγνώσει εντελώς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομα και μοντέλο:

Ηλεκτρική τροφοδοσία:

Σύστημα ένδειξης:

Μνήμη:

Αντοχή μεγ.:

Μέγιστη απόκλιση μετρήσεων:

Υποδαίρεση:

Αυτόματη απενεργοποίηση:

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ):

Βάρος:

Κωδικός είδους:

Αριθμός EAN:

ecomед Ζυγαριά προσώπων με λειτουργία ανάλυσης σώματος **BS-70E**

3V= (1 × 3V μπαταρία λιθίου κερματοειδούς στοιχείου τύπου CR2032)

Ψηφιακή ένδειξη

για 10 άτομα

μέχρι και 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb)

± 1 %

0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb

μετά περ. 9 δευτ.

περ. 30 × 30 × 1,75 cm

περ. 1,6 kg

23501

4015588 23501 6

Απόρριψη

 Η συγκεκριμένη συσκευή δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα. Κάθε καταναλωτής οφείλει να παραδίδει όλες τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ανεξάρτητα από το εάν αυτές περιέχουν επιβλαβείς ουσίες στο σημείο συγκέντρωσης της πόλης του ή στα εμπορικά καταστήματα, προκειμένου να προσωθούνται προς ανακύκλωση. Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν απορρίψετε τη συσκευή. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να παραδίδονται στα επικίνδυνα απόβλητα ή σε σημεία συγκέντρωσης μπαταριών σε εξειδικευμένα καταστήματα! Απευθυνθείτε σχετικά με θέματα απόρριψης στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου σας ή στα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών της επιλογής σας.

Εγγύηση και όροι επισκευών

Τα δικαιώματά σας βάσει της νόμιμης εγγύησης, δεν περιορίζονται από την εγγύηση μας ως κατασκευαστή, όπως αυτή παρατίθεται ακολούθως. Σχετικά με την εγγύηση απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή κατευθείαν στην υπηρεσία συντήρησης. Αν η συσκευή πρέπει να αποσταλεί, αναφέρετε το ελάττωμα και παραθέστε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγόρας. Ισχύουν οι παρακάτω όροι εγγύησης:

- Για προϊόντα της **ecomед** παρέχεται εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Η ημερομηνία αγοράς αποδεικνύεται σε περίπτωση εγγύησης με την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο.
- Τα ελαττώματα που οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή κατασκευής επισκευάζονται δωρεάν εντός του χρονικού διαστήματος που καλύπτει η εγγύηση.
- Με την παροχή εγγύησης δεν γίνεται παράταση του χρόνου εγγύησης για τη συσκευή ή για τα εξαρτήματα που αλλάχτηκαν.
- Από την εγγύηση αποκλείονται:
 - Οι ζημιές που προέκυψαν από λανθασμένη μεταχείριση π.χ. μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.
 - Ζημιές, οι οποίες οφείλονται σε επισκευές ή επεμβάσεις του αγοραστή ή άλλων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.
 - Ζημιές κατά τη μεταφορά, οι οποίες προκλήθηκαν κατά τη διαδρομή από τον κατασκευαστή στον καταναλωτή ή κατά την αποστολή στο τμήμα συντήρησης.
 - Εξαρτήματα τα οποία υφίστανται κανονική φθορά.
- Αποκλείεται ευθύνη για έμμεσες ή άμεσες επακόλουθες ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από τη συσκευή ακόμα και αν η βλάβη στη συσκευή αναγνωριστεί ως περίπτωση εγγύησης.

 **medisana GmbH**, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Γερμανία

Κατά τη διάρκεια της συνεχούς βελτίωσης του προϊόντος, διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε τεχνικές και σχεδιαστικές τροποποιήσεις.


Μπορείτε να βρείτε την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση αυτού του εγχειριδίου οδηγιών στη διεύθυνση <https://docs.medisana.com/23501>.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία εδώ: www.medisana.com/servicepartners

PL

Instrukcja obsługi

Waga osobowa z funkcjami analizy stanu organizmu BS-70E



Zawartość zestawu i opakowanie

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne oraz czy nie ma żadnych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym. Zawartość zestawu:

1

ecomed Waga osobowa z funkcjami analizy stanu organizmu **BS-70E**

1

bateria guzikowa (litowa), 3 V, typ CR2032

1

instrukcja obsługi

Opakowania są produktami wielokrotnego użytku i można je wprowadzić do ponownego obrotu surowcami. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy odpowiednio utylizować. Jeśli podczas opakowywania urządzenia stwierdzone zostaną uszkodzenia powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.

OSTRZEŻENIE
Folie opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Zachodzi ryzyko uduszenia!

Objaśnienie symboli

Produkt należy stosować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach!

WAŻNA INFORMACJA!
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do powstania obrażeń ciała lub skutkować uszkodzeniem urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Należy przestrzegać ostrzeżeń zawartych w instrukcji, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom użytkownika urządzenia.

UWAGA
Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

WSKAZÓWKA
Informacje zawarte w instrukcji są źródłem dodatkowej wiedzy w zakresie instalacji i eksploatacji urządzenia.

Klasa ochronności II

LOT

Numer partii

Producent

Symbole / kody recyklingu:
Informują one o materiale i jego prawidłowym zastosowaniu oraz możliwości jego ponownego wykorzystania.

23501 BS-70E 10-Dec-2024 Ver. 1.12

PL Zasady bezpieczeństwa

Przed skorzystaniem z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zwłaszcza wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować ją, aby w razie konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia kolejnym osobom należy koniecznie dołączyć do niego instrukcję obsługi.

-
- Waga ta nie nadaje się dla osób ze stymulatorami pracy serca oraz innymi implantami medycznymi. W przypadku cukrzycy lub innych ograniczeń medycznych/fizycznych wskazanie tłuszczu ustrojowego może być niedokładne. To samo dotyczy także osób bardzo intensywnie uprawiających sport.

• Urządzenie to nie nadaje się dla kobiet ciężarnych!

• Waga przygotowana jest do użytku domowego. Nie jest ona przeznaczona do zastosowania komercyjnego w szpitalach lub innych placówkach medycznych.

• Wagę należy ustawić w miejscu, na które nie ma wpływu ani ekstremalne temperatury, ani ekstremalna wilgotność powietrza. Nie narażać wagi na działanie wody.

• Wagi nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Nigdy nie należy stawiać wagi na nierównej powierzchni. Nigdy nie należy stawać tylko na rogu wagi. Nie należy stawać na jednej stronie ani na brzegu wagi.

• Nigdy nie należy wchodzić na wagę mokrymi stopami. Nigdy nie należy wchodzić na wagę w skarpetach.

• Waga ma zakres pomiarowy do 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb). Nie należy przeciążać wagi, gdyż mogłoby to spowodować trwałe uszkodzenie.

• Z wagą należy obchodzić się ostrożnie. Należy unikać uderzeń i poszturchnięć wagi. Należy do nich nie dopuścić.

• W sytuacji wystąpienia problemów nie należy samodzielnie reperować urządzenia, w ten sposób wygaśnie jakiekolwiek wymaganie gwarancji.Naprawy powinny być prowadzone przez autoryzowane firmy serwisowe.

• Urządzenie nie może służyć jako zabawka dla dzieci.

• Urządzenia nie należy rozmontowywać, w przeciwnym razie gwarancja wygasa.

OSTRZEŻENIE - WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

- **Nie rozbieraj baterii!**
- **Przed włożeniem baterii wyczyść w razie potrzeby styki baterii i urządzenia!**
- **Wyczerpane baterie natychmiast usuń z urządzenia!**
- **Podwyższone ryzyko wycieku elektrolitu, unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi! W razie kontaktu z wasem akumulatorowym obficie przepłucz skażone miejsce czystą wodą i niezwłocznie skorzystaj z pomocy lekarza!**
- **W razie poknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem!**
- **Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie!**
- **Wymieniaj tylko na baterie tego samego typu, nigdy nie używaj baterii odmiennego typu ani używanych baterii w połączeniu z nowymi!**
- **Wkładając baterie, zwróć uwagę na właściwe połączenie biegunów!**
- **Schówek na baterie musi być dobrze zamknięty!**
- **Wyjmij baterie z urządzenia, jeżeli nie będą one używane przez dłuższy czas!**
- **Przechowuj baterie z dala od dzieci!**
- **Nie ładuj baterii jednorazowych! Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- **Nie zwieraj! Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- **Nie wrzucaj do ognia! Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- **Przechowuj nieużywane baterie w opakowaniu, z dala od przedmiotów metalowych ze względu na możliwość wystąpienia zwarcia!**
- **Zużytych baterii nie wyrzucaj do odpadów gospodarczych, lecz do odpadów specjalnych, lub przekaz je do punktu zbiorczego baterii w specjalistycznej placówce handlowej!**

Wkładanie / wymienianie baterii

Przed uruchomieniem wagi należy ściągnąć pasek izolacyjny w schowku na baterię ❷ pod spodem urządzenia. Wymień baterię, gdy na wyświetlaczu ❶ pojawi się napis „Lo” lub gdy po wejściu na urządzenie na wyświetlaczu nie będą wyświetlane żadne wskaźniki. Zwróć uwagę na właściwe położenie biegunów (oznakowane w schowku na baterię; biegun plusowy zwrócony w kierunku pokrywy).

Zmiany jednostki masy

Masa ciała może być wskazywana w kilogramach (kg), funtach (lb) lub stones (st). Naciśnij przycisk ❷ i przytrzymaj go, do momentu pojawienia się żądanej jednostki.

Ważyc

- Pamiętaj, aby waga stała na twardym i równym podłożu.

• Wejdź na wagę i stań spokojnie.

• Zostanie wyświetlona zmierzona masa ciała użytkownika.

• Zejdź z wagi. Waga wyłącza się automatycznie po ok. 9 s.

Programowanie danych osobowych

Waga może zapisać dane 10 osób: płeć, wiek, wzrost. Waga ma zapisane predefiniowane wartości. Są to: kg, mężczyzna, 25 lat, 170 cm.

- Wejdź na wagę.

• Naciśnij przycisk SET ❶. Na wyświetlaczu migają ostatnio używane dane osobowe.

• Za pomocą przełącznika ❷ należy wybrać żadaną jednostkę masy.

• Naciśnij przycisk SET ❶. Na wyświetlaczu miga numer miejsca w pamięci. Gdy numer przestanie migać, za pomocą przycisku do ▲ ❸ lub do ▼ ❹ można wybrać żądany numer miejsca w pamięci dla profilu użytkownika (P0 - P9).

• Naciśnij przycisk SET ❶, aby zapisać ustawienie. Na ekranie miga symbol płci.

= mężczyzna

= kobieta.

- Ustaw płeć, wybierając odpowiedni symbol na ekranie za pomocą przycisku do ▲ ❸ lub do ▼ ❹.

• Naciśnij przycisk SET ❶, aby zapisać ustawienie. Ustawiona wysokość ciała zaczyna migać na ekranie.

• Za pomocą przycisku do ▲ ❸ lub do ▼ ❹ ustaw swoją wysokość.

• Naciśnij przycisk SET ❶, aby zapisać ustawienie. Ustawiony wstępnie wiek zaczyna migać na ekranie.

• Za pomocą przycisku do ▲ ❸ lub do ▼ ❹ ustaw swój wiek.

• Naciśnij przycisk SET ❶, aby zapisać ustawienie.

• Proces ustawiania jest zakończony.

Analiza pomiaru masy ciała

- Wejdź na wagę.

• Naciśnij przycisk SET ❶. Na wyświetlaczu miga numer miejsca w pamięci.Przez naciśnięcie przycisku do ▲ ❸ lub do ▼ ❹ wybierz swoje osobiste miejsce w pamięci (P0 - P9).

• Zostaną wyświetlone Twoje osobiste zapisane dane.

• Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość "0.0". Wejdź boso na wagę i pozostań nieruchomo. Umieść stopy na elektrodach ❷. Najpierw wyświetlana jest masa ciała.

• Na wyświetlaczu pojawi się wartość "0000" i będzie się ona przesuwać od lewej do prawej. Następnie pojawi się pomiar masy - wartość będzie migać. Potem kolejno pojawiać się będą wartości oznaczające zawartość tłuszczu, zawartość wody, masę kości, masę mięśni, BMR i BMI. Zmierzone wartości są kolejno wyświetlane jeszcze dwa razy. Następnie waga wyłącza się automatycznie. Zejdź z wagi.

WSKAZÓWKI Dane w tabelach służą wyłącznie dla orientacji. W przypadku pytań dotyczących indywidualnej zawartości tłuszczu ustrojowego, skontaktuj się ze swoim lekarzem.

Zakres udziału tłuszczu ustrojowego w organizmie w %

Wiek	Kobieta (%)				Mężczyzna (%)			
	Niedowaga	Noma	Nadwaga	Otyłość	Niedowaga	Noma	Nadwaga	Otyłość
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38	11–17	18–23	24–29	30–36
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38	12–18	19–24	25–30	31–37
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38	13–19	20–25	26–31	32–38

Zawartość wody w organizmie wyrażona jest w %

Wiek	Kobieta (%)			Mężczyzna (%)		
	Niedowaga	Noma	Nadwaga	Niedowaga	Noma	Nadwaga
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	>57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	>52	<47	47–61	>61
61–80	<37	37–47	>47	<42	42–56	>56

Komunikaty awaryjne

- Err = Waga jest przeciążona.

• Lo = Bateria jest wyczerpana i należy ją wymienić.

• Err2 = Pomiar zawartości tłuszczu i wody w organizmie nie powiódł się.

Jeżeli waga osobowa nie będzie działała prawidłowo, wykonaj poniższe czynności przed powiadomieniem punktu serwisowego.

• Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo włożona.

• Sprawdź, czy wybrałeś właściwą jednostkę masy.

• Sprawdź, czy waga stoi swobodnie na twardym i równym podłożu. Nie może ona dotykać ściany ani innych przedmiotów.

• Powtórz ważenie.

Czyszczenie i pielęgnacja

Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani twardych szczotek. Wagę należy czyścić tylko miękką, lekko nawilżoną szmatką. Nie używaj do czyszczenia agresywnych środków czyszczących ani alkoholu. Chroń urządzenie przed wnikinięciem wody. Używaj urządzenia dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.

Dane techniczne

Nazwa i model:	ecomed Waga osobowa z funkcjami analizy stanu organizmu BS-70E
Zasilanie napięciem:	3V= (1 × 3V bateria guzikowa (litowa), typ CR2032)
System wskazań:	wskaźnik cyfrowy
Pamięć:	dla 10 osób
Zakres pomiarowy:	do 180 kg / 396 lb / 28 st 4 lb
Odchyłka pomiarowa:	maks. ± 1 %
Skala:	0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
Automatyczne wyłączanie:	po ok. 9 sek.
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	ok. 30 × 30 × 1,75 cm
Ciężar:	ok. 1,6 kg
Numer artykułu:	23501
Numer EAN:	4015588 23501 6

Utylizacja

Tego urządzenia nie można utylizować razem z odpadami komunalnymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddawania wszystkich urządzeń elektrycznych, niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe czy nie, do specjalnego punktu odbioru takich odpadów, aby zapewnić ich utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego baterie. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz z odpadami specjalnymi. Można je też oddać do punktów zbiórki baterii znajdujących się w specjalistycznych sklepach. W sprawach dotyczących utylizacji należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu lub do sprzedawcy.

Warunki gwarancji i napraw

Ustawowe uprawnienia z tytułu gwarancji nie są ograniczone przez opisane poniżej nasze warunki gwarancji. W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do sklepu lub bezpośrednio do punktu serwisowego. Jeśli występuje konieczność odesłania urządzenia, należy opisać uszkodzenie i załączyć kopię dowodu zakupu. Obowiązują następujące warunki gwarancji:

1. Produkty **ecomed** są objęte gwarancją przez 2 lata od daty sprzedaży. W przypadku roszczenia gwarancyjne go data sprzedaży musi być potwierdzona paragonem lub fakturą.

2. Wady materiałów i wady produkcyjne są usuwane w okresie obowiązywania gwarancji nieodpłatnie.

3. Wskutek wystąpienia roszczenia gwarancyjnego nie następuje przedłużenie gwarancji zarówno w zakresie samego urządzenia jak i wymienionych części.

4. Gwarancja nie obejmuje:

a. wszelkich szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia, np. nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

b. Szkód powstałych w wyniku napraw lub ingerencji dokonanych przez nabywcę lub nieuprawnione osoby trzecie.

c. Szkód transportowych powstałych w drodze od producenta do konsumenta lub wysyłki do serwisu.

d. Elementów urządzenia podlegających normalnemu zużyciu.

5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód pośrednich spowodowanych przez urządzenie wyłączona jest również w przypadku, gdy szkoda na urządzeniu zostanie uznana jako podlegająca pod gwarancję.


medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Niemcy

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i wizualnych.

Aktualna wersja niniejszej instrukcji obsługi znajduje się na stronie
<https://docs.medisana.com/23501>.

Informacje o usłudze można znaleźć tutaj: www.medisana.com/servicepartners

ecomed by medisana **CZ** *Návod k použití* **Osobní váha s funkcemi rozboru těla** **BS-70E**



- ❶ Displej
- ❷ Přepínačem (na spodní straně) na kg, lb, st
- ❸ ▲ Tlačítko nahoru
- ❹ Tlačítko SET
- ❺ ▼ Tlačítko dolů
- ❻ Příhrádka na baterie (na spodní straně)
- ❼ Elektrody

Rozsah dodávky a balení

Nejprve zkontrolujte, zda je přístroj kompletní a zda nevykazuje známky poškození.

V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na servisní středisko. Obsah balení:

- 1 **ecomed** Osobní váha s funkcemi rozboru těla **BS-70E**
- 1 Lithiová knoflíková baterie 3 V, typ CR2032
- 1 návod k použití

Obaly jsou určeny k opakovanému použití a lze je předat k recyklaci. Nepotřebný obalový materiál zlikvidujte náležitým způsobem. Pokud při rozbalování zjistíte, že zboží bylo během přepravy poškozeno, kontaktujte prosím ihned prodejce, u kterého jste zboží zakoupili.

VAROVÁNÍ
Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětem. Hrozí nebezpečí udušení!

Vysvětlení značek

Přístroj používejte pouze v uzavřených prostorech!

DŮLEŽITĚ!
Nerespektování tohoto návodu může mít za následek těžká zranění či škody na přístroji.

VAROVÁNÍ
Tato výstražná upozornění je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případným zraněním uživatele.

POZOR
Tyto pokyny je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případnému poškození přístroje.

UPOZORNĚNÍ
Tyto pokyny vám poskytnou užitečné dodatečné informace k instalaci nebo provozu.

Třída ochrany II

LOT Číslo šarže (LOT)

Výrobce

Recyklační symboly/kódy:
Informují o materiálu a jeho správném použití, jakož i jeho recyklaci.

CZ Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtete návod k použití, zejména pak bezpečnostní pokyny, a uschovejte si ho pro další použití. Pokud přístroj předáváte třetím osobám, přiložte k němu v každém případě i tento návod k použití.

- Tato váha není vhodná pro osoby s kardiostimulátorem nebo jinými zdravotnickými implanáty. Při cukrovce nebo jiných zdravotních/ tělesných omezeních může být údaj o tělesném tuku nepřesný. Totéž platí i pro osoby, které velice intenzivně sportují.
- Tento přístroj není vhodný pro těhotné ženy!
- Váha je vyrobena pro použití v domácnosti. Není určena pro komerční využití v nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních.
- Váhu postavte na místo, kde nejsou extrémní teploty, ani extrémní vlhkost vzduchu. Uchovávejte přístroj mimo dosah vody.
- Nevystavujte váhu přímému slunečnímu záření.
- Nepokládejte váhu nikdy na nerovný podklad. Nestoupejte nikdy jen na jeden roh váhy. Nestoupejte si při vážení na jednu stranu nebo na okraj váhy.
- Nestoupejte na váhu nikdy s mokřýma nohama. Nestoupejte na váhu nikdy s ponožkami.
- Rozsah vážení je do 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb). Váhu nepřetěžujte, mohlo by dojít k trvalému poškození.
- Zacházejte s váhou opatrně. Vyvarujte se ran a otřesů s váhou. Nedovolte, aby Vám váha upadla na zem.
- V případě poruch neopravujte přístroj sami, protože tím zaniká jakýkoli nárok na záruku. Opravy přenechejte pouze autorizovanému servisu.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Nesnažte se přístroj rozebírat, v opačném případě zaniká nárok na záruku. Kromě baterií tento přístroj neobsahuje žádné součásti, jejichž údržbu by uživatel mohl provádět.

VAROVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K BATERIÍM

- Nerozebírejte baterie!**
- Před vložením nových baterií podle potřeby očistěte kontakty baterie a přístroje!**
- Vybité baterie neprodleně vyjměte z výrobku!**
- Nebezpečí vytečení, zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi!**
- Místa, potřísněná kyselinou z baterie, musíte okamžitě opláchnout vodou a neprodleně vyhledejte lékaře!**
- Pokud dojde k požití baterie, okamžitě vyhledejte lékaře!**
- Vždy vyměňujte všechny baterie současně!**
- Používejte pouze baterie stejného typu, nepoužívejte baterie různého typu, nepoužívejte společně nové a vybité baterie!**
- Vložte baterie správně, dodržujte polaritu!**
- Udržujte příhrádku na baterie dobře uzavřenou!**
- Pokud přístroj déle nepoužíváte, vyjměte z něj baterie!**
- Baterie vždy skladujte mimo dosah dětí!**
- Baterie znovu nenabíjejte! Hrozí nebezpečí exploze!**
- Nezkratujte! Hrozí nebezpečí exploze!**
- Nevhazujte do ohně! Hrozí nebezpečí exploze!**
- Skladujte nepoužívané baterie v obalu. Neskladujte je v blízkosti kovových předmětů, zabráníte tak zkratu!**
- Vybité baterie a akumulátory nevyhazujte do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo je odevzdejte do sběrný použitých baterií ve specializovaných obchodech!**

Nasazení/výměna baterie

Dříve, než můžete váhu začít používat, musíte z příhrádky pro baterie na spodní straně přístroje

odstranit izolační proužek. Baterie vyměňte, jakmile se na displeji zobrazí symbol “Lo”, nebo pokud se poté, kdy vstoupíte na váhu, na displeji nic nezobrazuje. Dbejte přitom na správnou polaritu (tak, jak je označena v příhrádce na baterie - kladný pól směrem k víčku).

Změna jednotky hmotnosti

Svou hmotnost můžete zobrazit v kilogramech (kg), librách (lb) nebo kameny (st). Stiskejte tlačítko , dokud se zobrazí požadovaná jednotka.

Vážení

- Pamatujte, že váha musí stát na pevném a rovném podkladu.
- Postavte se na váhu a zůstaňte na ní klidně stát.
- Zobrazí se vaše tělesná hmotnost.
- Sestupte z váhy. Váha se po uplynutí cca. 9 vteřin automaticky vypne.

Programování osobních dat

Ve váze lze uložit data pro 10 osob: pohlaví, věk, výška. Váha má přednastavené hodnoty. Tyto hodnoty jsou: kg, muž, 25 let, 170 cm.

- Postavte se na váhu.
- Stisknutím tlačítka SET . Na displeji blikají naposledy použité osobní údaje.
- Pomocí přepínače nyní zvolte požadovanou jednotku hmotnosti.
- Stisknutím tlačítka SET . Na displeji bliká místo v paměti. Jakmile blikání ustane, můžete k uložení vašeho uživatelského profilu (P0-P9) zvolit požadované místo v paměti stisknutím tlačítka nebo .
- Stiskněte tlačítko SET , čímž uložíte vaše nastavení do paměti. Na displeji začne blikat symbol pro zvolení pohlaví.

= muž = žena.

- Nastavte vaše pohlaví tak, že tlačítkem nebo zvolíte odpovídající symbol na displeji.
- Stiskněte tlačítko SET , čímž uložíte vaše nastavení do paměti. Na displeji začne blikat předem nastavená výška postavy.
- Tlačítkem popř. nastavte vaši tělesnou výšku.
- Stiskněte tlačítko SET , čímž uložíte vaše nastavení do paměti. Na displeji začne blikat předem nastavený věk.
- Tlačítkem popř. nastavte váš věk.
- Stiskněte tlačítko SET , čímž uložíte vaše nastavení do paměti.

Nyní je přípravný proces nastavení dokončen.

Vážení a měření hodnot tělesné analýzy

- Postavte se na váhu.
- Stisknutím tlačítka SET . Na displeji bliká místo v paměti. Stisknutím tlačítka popř. volte vaše osobní místo v paměti (P0-P9).
- Vaše uložená osobní data se zobrazí na displeji.
- Vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0.0“. Stoupněte si bosky na váhu a zůstaňte v klidu stát. Svá chodidla umístěte na elektrody . Nejdříve se na displeji zobrazí hmotnost.
- Na displeji se zobrazí hodnota „0000“ a postupně zmizí zleva doprava. Poté se přerušovaně zobrazí vaše váha. Nyní budou postupně zobrazeny naměřené hodnoty tělesného tuku, podílu tělesné vody, hmotnosti kostí, podílu svalstva, BMR a BMI. Na displeji se ještě dvakrát po sobě zobrazí naměřené hodnoty tělesného tuku, obsahu vody a podílu svalové hmoty. Poté se váha automaticky vypne. Sestupte z váhy.

UPOZORNĚNÍ Udaje v tabulkach slouží jen pro orientaci. Pokud máte dotazy k Vašemu podílu tělesného tuku a k Vašemu zdraví, promluvte si se svým lékařem.

Rozsah podílu tělesného tuku v %

věk	žena (%)				muž (%)			
	podváhový	nomální	nadváhový	obézníg	podváhový	nomální	nadváhový	obézníg
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38	11–17	18–23	24–29	30–36
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38	12–18	19–24	25–30	31–37
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38	13–19	20–25	26–31	32–38

Oblast podílu tělesné vody v %

věk	žena (%)			muž (%)		
	podváhový	nomální	nadváhový	podváhový	nomální	nadváhový
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	>57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	>52	<47	47–61	>61
61–80	<37	37–47	>47	<42	42–56	>56

Chybová hlášení

- Err = Váha je přetížena.
- Lo = Baterie je slabá, musíte ji vyměnit.
- Err2 = Hodnoty podílu tělesného tuku a tělesné vody nemohly být určeny.

Pokud osobní váha nefunguje správně, zkontrolujte následující body dříve, než budete kontaktovat servisní oddělení.

- Zkontrolujte, zda jste správně vložili baterie.
- Zkontrolujte, zda jste vybrali správné jednotky hmotnosti.
- Zkontrolujte, zda váha stojí volně na pevném a rovném podkladě. Nesmí se opírat o stěnu nebo o jiné předměty.
- Opakujte vážení a pamatujte.

Čištění a péče

Nikdy nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani alkohol. Do přístroje nesmí vniknout voda. Přístroj znovu použijte teprve tehdy, když je zcela suchý. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, chraňte jej před znečištěním a vlhkostí.

Technické údaje

Název a model :

Zdroj napětí :

Systém ukazatele :

Paměť :

Rozsah měření :

Odchyłka měření :

Dělení :

Automatické vypnutí :

Rozměry (d x š x v) :

Hmotnost :

Číslo výrobku:

Číslo EAN:

ecomed Osobní váha s funkcemi rozboru těla **BS-70E**

3V≡, 1 x 3 V Lithiová knoflíková baterie, typ CR2032

digitální ukazatel

pro 10 osob

až 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb)

maximální ± 1 %

0,1kg, 0,2lb, 1lb

po cca 9 vteřinách

cca 30 x 30 x 1,75 cm

cca 1,6 kg

23501

4015588 23501 6

Likvidace

Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje – bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky, či nikoliv – na sběrném místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Před likvidací přístroje vyjměte baterii. Použité baterie nevyhazujte do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo do sběrného boxu na baterie ve specializovaném obchodě. Pro informace týkající se likvidace se obraťte na místní orgán nebo na svého prodejce.

Záruční a servisní podmínky

Vaše zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou. V záručním případě se obraťte na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní středisko. Bude-li nutné přístroj zaslat zpět, uveďte, o jakou závalu se jedná, a přiložte kopii účtenky. Při tom platí následující záruční podmínky:

- Na výrobky **ecomed** je od data prodeje poskytována 2 letá záruka. Datum prodeje je v záručním případě nutno doložit účtenkou nebo fakturou.
- Závady v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad budou v záruční době odstraněny bezplatně.
- Poskytnutím záruky se doba záruky na přístroj ani na vyměněné součástky neprodlužuje.
- Ze záruky jsou vyloučeny:
 - všechny škody způsobené nevhodným zacházením, např. nerespektováním návodu k použití.
 - škody způsobené v důsledku údržby nebo zásahů ze strany kupujícího nebo nepovolanými třetími osobami.
 - škody, které byly způsobeny během přepravy na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při zasílání do servisního střediska.
 - díly příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
- Odpovědnost za přímé nebo nepřímé následné škody způsobené přístrojem, je vyloučena i v případě, jestliže je škoda na přístroji uznána jako případ poškození v záruční lhůtě.


medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Německo

Vzhledem k neustálému zlepšování našich výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické a designové změny.

Aktuální verzi tohoto návodu k použití najdete na adrese https://docs.medisana.com/23501. Informace o službách najdete zde: www.medisana.com/servicepartners

SK **Návod na použitie**
Osobná váha s telesnou analýzou BS-70E

Prístroj a ovládacie prvky



- ❶ Displej
- ❷ Prepínač pre kg, lb, st (na spodnej strane)
- ❸ ▲ Tlačidlo nahor
- ❹ Tlačidlo SET
- ❺ ▼ Tlačidlo nadol
- ❻ Priehradka na batérie (na spodnej strane)
- ❼ Elektrody

Rozsah dodávky a balenie

Najskôr skontrolujte, či je prístroj úplný a či nie je poškodený. V prípade pochybností prístroj neuvádzajte do prevádzky a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné pracovisko. Balenie obsahuje:

- 1 **ecomed** Osobná váha s telesnou analýzou **BS-70E**
- 1 lítiová gombíková batéria 3 V typ CR2032
- 1 stručný návod

Obaly sú recyklovateľné alebo ich je možné vrátiť do kolobehu surovín. Nepotrebný obalový materiál riadne zlikvidujte. Ak pri rozbaľovaní zistíte poškodenie spôsobené prepravou, okamžite kontaktujte svojho predajcu.

VÝSTRAHA
Dávajte pozor, aby sa obalové fólie nedostali do rúk deťom.
Hrozí nebezpečenstvo zadusení!

Vysvetlenie značiek

Výrobok používajte iba v uzavretých priestoroch!

DÔLEŽITÉ!
Nedodržanie tohto návodu môže viesť k vážnym poraneniam alebo k poškodeniam prístroja.

VÝSTRAHA
Tieto výstražné upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poraneniam používateľa.

POZOR
Tieto upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poškodeniam prístroja.

UPOZORNENIE
Tieto upozornenia vám poskytujú užitočné dodatočné informácie o inštalácii alebo prevádzke.

Trieda ochrany II

LOT Číslo šarže

Výrobca

Symbody recyklácie/kódy:
Slúžia na informovanie o materiáli a jeho správnom použití, ako aj o opätovnom použití.



SK Bezpečnostné pokyny

Skôr ako budete prístroj používať, pozorne si prečítajte návod na použitie, obzvlášť bezpečnostné pokyny, a návod na použitie uschovajte na neskoršie použitie. Ak prístroj odovzdávate tretím osobám, bezpodmienečne s ním odovzdajte aj tento návod na použitie.

- ⚠ ⚠ ⓘ
- Táto váha nie je vhodná pre ľudí s kardiostimulátorom alebo inými medicínskymi implan-
tátmi. Pri diabete alebo iných zdravotných/telesných obmedzeniach môže byť údaj o teles-
nom tuku nepresný. To isté platí aj pre športovo veľmi vytrénovaných ľudí.
- Tento prístroj nie je vhodný pre tehotné používateľky!
- Váha je skonštruovaná na použitie v domácnosti. Nie je určená na komerčné použitie v
nemocniciach alebo iných medicínskych zariadeniach.
- Váhu umiestnite na miesto, kde sa nevyskytujú extrémne teploty ani extrémna vlhkosť
vzduchu. S váhou sa nepribližujte k vode.
- Váhu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Váhu nikdy neukladajte na nerovný podklad. Nikdy nestúpajte len na jeden roh váhy. Pri
vážení nestúpajte na jednu stranu ani na okraj váhy.
- Na váhu nikdy nestúpajte s mokrými nohami. Na váhu nikdy nestúpajte v ponožkách.
- Váha má rozsah merania do 180 kg (396 lb, 28 st 4 lb). Váhu nepreťažujte, mohlo by ju to
trvalo poškodiť.
- S váhou manipulujte opatrne. Zabráňte nárazom a otrasom váhy. Nenechajte ju spadnúť
a nedovoľte, aby niečo spadlo na ňu.
- V prípade porúch prístroj sami neopravujte, pretože tým zaniká akýkoľvek nárok na záru-
ku. Opravy nechajte vykonať len v autorizovaných servisných strediskách.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Nepokúšajte sa prístroj rozmontovať, v opačnom prípade zaniká záruka.

VÝSTRAHA - BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA K BATÉRII

- **Batérie nerozoberajte!**
- **V prípade potreby pred vložením očistite kontakty batérií a prístroja!**
- **Vybité batérie bezodkladne vyberte z prístroja!**
- **Zvýšené nebezpečenstvo vytečenia, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami! Pri kontakte s batériovou kyselinou postihnuté miesta ihneď op-
láchnite veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára!**
- **V prípade prehltnutia batérie musíte ihneď vyhľadať lekára!**
- **Všetky batérie vždy vymieňajte súčasne!**
- **Vkladajte len batérie rovnakého typu, nepoužívajte rôzne typy alebo použité a nové batérie súčasne!**
- **Batérie vkladajte správne, dbajte na polaritu!**
- **Priehradku na batérie dobre zatvorte!**
- **Pri dlhšom nepoužívaní vyberte batérie z prístroja!**
- **Batérie držte mimo dosahu detí!**
- **Batérie znovu nenabíjajte! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!**
- **Neskratujte! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!**
- **Neodhadzujte do ohňa! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!**
- **Nepoužité batérie skladujte v obale a nie v blízkosti kovových predmetov, aby sa zabránilo skratu!**
- **Použité batérie a akumulátory neodhadzujte do komunálneho odpadu, ale do špeciálneho odpadu alebo do zberne na batérie v špecializovanom obchode!**

Vloženie/výmena batérie

Skôr ako budete môcť váhu začať používať, musíte z priehradky na batérie ⓘ na spodnej strane prístroja vytiahnuť izolačnú pásku. Keď sa na displeji ⓘ zobrazí symbol výmeny baté-
rie „Lo“ alebo keď sa po postavení sa na prístroj na displeji nič nezobrazí, vymeňte batériu. Dávajte pritom pozor na správnu polaritu (plusový pól nahor; smerom k veku).

Zmena jednotky hmotnosti

Svoju hmotnosť môžete nechať zobraziť v kilogramoch (kg), librách (lb) alebo v jednotke
stone (kameň) (st). Stláčajte prepínač ⓘ, kým sa nezobrazí požadovaná jednotka.

Váženie

- Dbajte na to, aby bola váha postavená na pevnej a rovnej podlahe.
- Postavte sa na váhu a zostaňte pokojne stáť.
- Vaša hmotnosť sa zmeria a zobrazí.
- Zostúpte z váhy. Váha sa po cca 9 sekundách automaticky vypne.

Naprogramovanie osobných údajov

Váha môže ukladať údaje 10 osôb: pohlavie, vek, výška. Váha má prednastavené hodnoty. Tieto hodnoty sú: kg, muž, 25 rokov, 170 cm.

- Stúpnite si na váhu.
- Stlačte tlačidlo SET ⓘ. Na displeji blikajú naposledy použité osobné údaje.
- Teraz si zvolíte požadovanú jednotku hmotnosti pomocou prepínača ⓘ.
- Stlačte tlačidlo SET ⓘ. Na displeji bliká pamäťové miesto. Teraz môžete stlačením tlačidla ▲ ⓘ alebo tlačidla ▼ ⓘ zvoliť požadované pamäťové miesto pre váš používateľský profil (P0 – P9).
- Na uloženie nastavenia stlačte tlačidlo SET ⓘ. Na displeji začne blikať symbol pre pohla-
vie.

= muž = žena.

- Pohlavie nastavíte tak, že tlačidlom ▲ ⓘ alebo tlačidlom ▼ ⓘ zvolíte príslušný symbol na displeji.
- Na uloženie nastavenia stlačte tlačidlo SET ⓘ. Prednastavená telesná výška začne blikať na displeji.
- Teraz tlačidlom ▲ ⓘ alebo tlačidlom ▼ ⓘ nastavte svoju telesnú výšku.
- Na uloženie nastavenia stlačte tlačidlo SET ⓘ. Prednastavený vek začne blikať na displeji.
- Tlačidlom ▲ ⓘ alebo tlačidlom ▼ ⓘ nastavte svoj vek.
- Na uloženie nastavenia stlačte tlačidlo SET ⓘ.
- Proces nastavovania je teraz ukončený.

Váženie a merane hodnôt analýzy tela

- Stúpnite si na váhu.
- Stlačte tlačidlo SET ⓘ. Na displeji bliká pamäťové miesto. Teraz môžete stlačením tlačidla ▲ ⓘ alebo tlačidla ▼ ⓘ zvoliť požadované pamäťové miesto pre váš používateľský profil (P0 – P9).
- Zobrazia sa vaše uložené osobné údaje.
- Počkajte, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „0.0“. Postavte sa naboso na váhu a zostaňte pokojne stáť. Svoje nohy umiestnite na elektródy ⓘ. Najskôr sa zobrazí hmotnosť.
- Na displeji sa zobrazí „0000“ a postupne mizne zľava doprava. Potom sa zobrazí blikajúca hmotnosť. Na displeji sa za sebou zobrazia namerané hodnoty pre telesný tuk, objem vody v tele, hmotnosť kostí, podiel svalovej hmoty, BMR a BMI. Poradie zobrazenia nameraných hodnôt sa zopakuje ešte dvakrát. Potom sa váha automaticky vypne. Zostúpte z váhy.

UPOZORNENIE: Údaje v tejto tabuľke slúžia len na orientáciu. Ak máte otázky týkajúce sa podielu telesného tuku a zdravia, poraďte sa o tom so svojim lekárom.

Rozsah podielu telesného tuku v %

Vek	žena (%)				muž (%)			
	nízky	normálny	vysoký	veľmi vysoký	nízky	normálny	vysoký	veľmi vysoký
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38	11–17	18–23	24–29	30–36
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38	12–18	19–24	25–30	31–37
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38	13–19	20–25	26–31	32–38

Rozsah podielu telesnej vody v %

Vek	žena (%)			muž (%)		
	nízky	normálny	vysoký	nízky	normálny	vysoký
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	>57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	>52	<47	47–61	>61
61–80	<37	37–47	>47	<42	42–56	>56

Chybové hlásenia

- Err = váha je preťažená.
- Lo = batéria je slabá a musí sa vymeniť.
- Err2 = hodnoty podielu telesného tuku a telesnej vody nie je možné zistiť.

Ak by váha nefungovala podľa požiadaviek, skôr ako sa skontaktujete so servisným stredis-
kom:

- Skontrolujte, či ste správne vložili batérie.
- Skontrolujte, či ste zvolili správnu jednotku hmotnosti.
- Skontrolujte, či váha voľne stojí na pevnom a rovnom podklade. Nesmie sa dotýkať steny alebo iného predmetu.
- Zopakujte váženie.

Čistenie a údržba

Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani hrubé kefy. Osobnú váhu čistíte len mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. V žiadnom prípade nepoužívajte ostré čistiace pro-
striedky ani alkohol. Do prístroja nesmie vniknúť voda. Prístroj znova použite až vtedy, keď je celkom suchý.

Technické údaje

Názov a model:

Napájanie napätím:
Zobrazovací systém:
Pamäť:
Rozsah merania:
Odchýlka merania:
Delenie:
Autom. vypnutie:
Rozmery (D x Š x V):
Hmotnosť:
Č. výrobku:
Č. EAN:

ecomed váha s telesnou analýzou **BS-70E**
3 V= (1× 3 V lítiová gombíková batéria typ CR2032)
Digitálny displej
pre 10 osôb
do 180 kg alebo 396 lbs alebo 28 st 4lb
max. ± 1 %
0,1 g alebo 0,2 lb alebo 1 lb
po cca 9 sekundách
cca 30 × 30 × 1,75 cm
cca 1,6 kg
23501
4015588 23501 6

Likvidácia

Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Každý používa-
teľ je povinný všetky elektrické alebo elektronické prístroje bez ohľadu na to, či ob-
sahujú, alebo neobsahujú škodlivé látky, odovzdať v zbernom mieste vo svojej obci
alebo v obchode, aby sa mohli ekologicky zlikvidovať. Skôr ako prístroj zlikvidujete,
vyberte z neho batériu. Použité batérie neodhadzujte do komunálneho odpadu, ale
do špeciálneho odpadu alebo ich odovzdajte do zberne na batérie v špecializovanom obcho-
de. O likvidácii sa informujte na svojom komunálnom úrade alebo u svojho predajcu.

Záručné a servisné podmienky

Naše záručné podmienky uvedené nižšie neobmedzujú vaše zákonné práva na reklamáciu. V prípade uplatnenia záruky sa obráťte na svoj špecializovaný obchod alebo priamo na
servisné pracovisko. Ak budete musieť prístroj zaslať, uveďte, o akú poruchu ide, a priložte
kópiu potvrdenia o kúpe.

Platia tieto záručné podmienky:

1. Na výrobky **ecomed** sa od dátumu predaja poskytuje 2-ročná záruka.Pri uplatnení záruky
sa dátum predaja preukazuje potvrdením o kúpe alebo faktúrou.
2. Nedostatky v dôsledku materiálových alebo výrobných chýb budú počas záručnej lehoty
odstránené bezplatne.
3. Uplatnením záruky nedochádza k predĺženiu záručnej lehoty prístroja ani vymenených
konštrukčných dielov.
4. Zo záruky sú vyňaté:
 - a. Všetky škody, ktoré boli spôsobené nevhodným zaobchádzaním, napríklad nedodržaním
návodu na použitie.
 - b. Škody, ktoré boli spôsobené opravou alebo zásahmi kupujúceho alebo neoprávnených
tretích osôb.
 - c. Škody spôsobené počas prepravy od výrobcu k používateľovi alebo pri zaslaní
servisnému pracovisku.
 - d. Náhradné diely, ktoré podliehajú normálnemu opotrebovaniu.
5. Ručenie za nepriame alebo priame následné škody, ktoré boli spôsobené prístrojom, je
vylúčené aj vtedy, keď bola škoda na prístroji uznaná ako záručný prípad.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Nemecko


**V záujme neustáleho zlepšovania výrobkov si vyhradzujeme technické a
konštrukčné zmeny.**

Aktuálne znenie tohto návodu na použitie nájdete na stránke <https://docs.medisana.com/23501>.
Informácie o službách nájdete tu: www.medisana.com/servicepartners

ecomed[®] by medisana

SI Navodila za uporabo Tehtnica za analizo telesa BS-70E

Naprava in upravljalni elementi



- ➊ Zaslon
- ➋ Preklopnik za enoto teže kg, lb, st (na spodnji strani)
- ➌ ▲ Tipka navzgor
- ➍ Tipka SET
- ➎ ▼ Tipka navzdol
- ➏ Predalček za baterije (na spodnji strani)
- ➐ Elektrode

Obseg dobave in embalaža

Prosimo, najprej preverite, ali je naprava popolna in brez poškodb. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na svojega trgovca ali servisno mesto.

V obseg dobave sodijo:

- 1 **ecomed** Tehtnica za analizo telesa **BS-70E**
- 1 litijeva gumbasta celica 3 V tipa CR2032
- 1 kratka navodila

Embalažo se lahko bodisi znova uporabi bodisi reciklira. Prosimo vas za pravilno odstranitev embalaže, katere več ne potrebujete. Če med odpiranjem izdelka opazite poškodbe, nastale med transportom, se takoj obrnite na vašega prodajalca.

OPOZORILO
Poskrbite za to, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažno folijo.
Obstaja nevarnost zadušitve!

Razlaga znakov

Izdelek uporabljajte samo v zaprtih prostorih!

POMEMBNO!
Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe naprave.

OPOZORILO
Upoštevajte varnostna opozorila, saj lahko samo tako preprečite morebitne telesne poškodbe uporabnika.

POZOR
Ta navodila morate upoštevati, da preprečite morebitne poškodbe naprave.

OPOMBA
Ti napotki vam nudijo koristne dodatne informacije za namestititev ali delovanje.

Zaščitni razred II

LOT Številka serije

Proizvajalec

Simboli/kode za recikliranje:
Namenjene so zagotavljanju informacij o materialu ter njegovi pravilni uporabi in recikliranju.

SI Varnostni napotki

Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke, in navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo predate tretjim osebam, nujno priložite ta navodila za uporabo.

- Tehtnica ni primerna za osebe s srčnimi spodbujevalniki ali drugimi medicinskimi vsadki. Pri sladkorni bolezni ali drugih medicinskih/telesnih omejitvah je lahko podatek o telesni maščobi netočen. Enako velja tudi za zelo športne ljudi.
- Ta naprava ni primerna za nosečnice!
- Tehtnica je namenjena za zasebno uporabo. Ni namenjena za poslovno uporabo v bolnišnicah ali drugih zdravstvenih ustanovah.
- Tehtnico postavite na mesto, kjer ni izpostavljena pretiranim temperaturam in tudi ne pretirani zračni vlažnosti. Tehtnico držite stran od vode.
- Tehtnice ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Tehtnice nikoli ne postavite na neravno podlago. Nikoli ne stopajte samo na en vogal tehtnice. Pri tehtanju ne stopajte samo na eno stran ali na rob tehtnice.
- Na tehtnico nikoli ne stopajte z mokrimi nogami. Na tehtnico nikoli ne stopajte v nogavicah.
- Tehtnica ima merilno območje do 180 kg (396 lb /28 st 4 lb). Ne preobremenjujte tehtnice, ker jo lahko s tem trajno poškodujete.
- S tehtnico ravnajte previdno. Izogibajte se udarcem in tresljajem tehtnice. Ne dovolite, da bi padla in ne dovolite, da bi kaj padlo nanjo.
- V primeru motenj naprave ne popravljajte sami, saj v tem primeru garancija ne bo več veljavna. Popravila naj izvajajo samo pooblaščena servisna mesta.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Naprave ne poskušajte razstaviti, saj sicer preneha veljati garancija.

OPOZORILO - VARNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJE

- Baterij ne razstavljajte!**
- Po potrebi pred vstavljanjem baterij očistite kontakte baterij in naprave!**
- Prazne baterije nemudoma odstranite iz naprave!**
- Povišana nevarnost iztekanja iz baterij, preprečite stik s kožo, očmi in sluznicami! Pri stiku s kislino baterij, zadevna mesta takoj sperite z veliko količino čiste vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč!**
- Če baterijo pogoltnete, takoj poiščite zdravnika!**
- Vedno zamenjajte vse baterije hkrati!**
- Uporabljajte samo baterije enakega tipa, nobenih različnih tipov ali rabljenih in novih baterij skupaj!**
- Baterije pravilno vstavite, upoštevajte polarnost!**
- Predal za baterije naj bo vselej dobro zaprt!**
- Če naprave dalj časa ne uporabljate, iz nje odstranite baterije!**
- Baterije hranite izven dosega otrok!**
- Baterij ne polnite ponovno! Obstaja nevarnost eksplozije!**
- Ne izvajate kratkega stika! Obstaja nevarnost eksplozije!**
- Ne mečite v ogenj! Obstaja nevarnost eksplozije!**
- Nerabljene baterije skladiščite v embalaži in ne v bližini kovinskih predmetov, saj lahko samo tako preprečite kratek stik!**
- Izrabljenih baterij in akumulatorjev ne odstranite med gospodinjske odpadke temveč kot posebne odpadke ali pa jih predajte na zbiralnih mestih v specializiranih trgovinah!**

Vstavljanje/menjava baterij
Pred uporabo tehtnice morate iz predalčka za baterije potegniti izolacijski trak , ki je na spodnji strani naprave. Ko se na zaslonu pojavi simbol za menjavo baterij „Lo“ ali če se po vklopu naprave na zaslonu nič ne prikaže, je treba menjati baterije. Pri tem bodite pozorni na pravilno usmerjenost polov (plus pol je obrnjen navzgor, v smeri pokrova)

Sprememba enote za težo

Vašo težo si lahko prikažete v kilogramih (kg) ter v imperialnih enotah stone (st) in funt (lb). Aktivirajte tipko , dokler se ne prikaže zelena enota.

Tehtanje

- Tehtnico postavite na trdna in ravna tla.
- Stopite na tehtnico in stojte mirno.
- Tehtnica vas stehta in prikaže vašo težo.
- Stopite s tehtnice. Tehtnica se samodejno izklopi po pribl. 9 sekundah.

Programiranje osebnih podatkov

Tehtnica lahko shrani podatke 10 oseb: spol, starost, višina. Tehtnica ima predhodno nastavljene vrednosti. Te vrednosti so: kg, moški, 25 let, 170 cm.

- Stopite na tehtnico.
- Pritisnite tipko SET . Na zaslonu utripajo nazadnje uporabljeni osebni podatki.
- Izberite sedaj želeno enoto teže s stikalom .
- Pritisnite tipko SET . Na zaslonu utripa pomnilniško mesto. Zdaj lahko s pritiskom na tipko oz. tipko izberete želeno pomnilniško mesto za vaš uporabniški profil (P0 - P9) .
- Pritisnite tipko SET za shranjevanje nastavitve. Na zaslonu začne utripati simbol za spol.

= moški = ženska.

- Spol nastavite tako, da s tipko oz. tipko izberete ustrezen simbol na zaslonu.
- Pritisnite tipko SET za shranjevanje nastavitve. Na zaslonu začne utripati vnaprej nastavljena vrednost za višino.
- S tipko oz. tipko nastavite vašo telesno višino.
- Pritisnite tipko SET za shranjevanje nastavitve. Na zaslonu začne utripati vnaprej nastavljena vrednost za starost.
- Sedaj s tipko oz. tipko nastavite vašo starost.
- Pritisnite tipko SET za shranjevanje nastavitve.
- Postopek nastavljanja je zdaj zaključen.

Tehtanje in merjenje analiznih vrednosti telesa

- Stopite na tehtnico.
- Pritisnite tipko SET . Na zaslonu utripa pomnilniško mesto. Zdaj lahko s pritiskom tipke oz. tipke izberete želeno pomnilniško mesto za vaš uporabniški profil (P0 – P9).
- Prikažejo se vaši shranjeni osebni podatki.
- Počakajte, dokler se na zaslonu ne pojavi "0.0". Bosi stopite na tehtnico in stojte mirno. Stopala postavite na elektrode . Najprej se prikaže teža.
- Na zaslonu se pojavi »0000« in postopoma izgine od leve proti desni. Nato se pojavi teža z utripanjem. Izmerjene vrednosti za telesno maščobo, odstotek vode v telesu, kostno maso, odstotek mišic, bazalni metabolizem (BMR) in indeks telesne mase (BMI) so zdaj prikazane ena za drugo. Prikaz izmerjenih vrednosti se dvakrat ponovi. Po tem se tehtnica samodejno izklopi. Stopite s tehtnice.

OPOMBA: Podatki v tej tabeli so samo orientacijski. Če imate vprašanja o odstotku telesne maščobe in zdravju, se o njih pogovorite s svojim zdravnikom.

Območje deleža telesne maščobe v %

Starost	ženska (%)				moški (%)			
	nizko	običajno	visoko	zelo visoko	nizko	običajno	visoko	zelo visoko
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38	11–17	18–23	24–29	30–36
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38	12–18	19–24	25–30	31–37
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38	13–19	20–25	26–31	32–38

Območje deleža telesne maščobe v %

Starost	ženska (%)			moški (%)		
	nizko	običajno	visoko	nizko	običajno	visoko
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	<57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	<52	<47	47–61	<61
61–80	<37	37–47	<47	<42	42–56	<56

Sporočila o napakah

- Err = Tehtnica je preobremenjena.
- Lo = Baterija je skoraj prazna in jo je treba zamenjati.
- Err2 = Vrednosti za odstotek telesne maščobe in vode v telesu ni mogoče določiti.

Če vaša osebna tehtnica ne deluje tako kot mora, pred obiskom servisa preverite naslednje:

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite, ali ste izbrali pravilno enoto za težo.
- Preverite, ali tehtnica stoji prosto na trdni in ravni podlagi. Ne sme se dotikati stene ali drugega predmeta.
- Ponovite tehtanje.

Čiščenje in nega

Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil ali grobih krtač. Osebno tehtnico čistite samo z mehko, rahlo navlaženo krpo. V nobenem primeru ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev ali alkohola. V napravo ne sme vdreti voda. Napravo lahko ponovno uporabite šele, ko je popolnoma suha.

Tehnični podatki

Ime in model: **ecomed** Tehtnica za analizo telesa **BS-70E**
Napajanje: 3V== (1 × 3V litijeva gumbasta celica tipa CR2032)
Sistem prikaza: Digitalni prikaz za 10 oseb
Pomnilnik: do 180 kg, 396 lb ali 28 st 4 lb
Merilno območje: najv. ± 1 %
Maksimalno merilno odstopanje: 0,1 kg, 0,2 lb ali 1 lb
Delitev: po pribl. 9 sek.
Samod. izklop: pribl. 30 × 30 × 1,75 cm
Meritve (D x Š x V): pribl. 1,6 kg
Teža: 23501
Štev. art.: 4015588 23501 6
Št. EAN:

Odstranitev

Te naprave ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vsak uporabnik je dolžan oddati vse električne in elektronske naprave na zbirno mesto v domačem kraju ali vrniti v trgovino, da bodo lahko odstranjeni na okolju prijazen način. Pred odstranitvijo iz naprave vzemite baterije. Izrabljenih baterij ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi odpadki ampak kot posebne odpadke ali pa jih predajte na zbiralnih mestih v specializiranih trgovinah. V zvezi z odstranjevanjem se obrnite na vaš lokalni komunalni organ ali vašega trgovca.

Garancijski pogoji in pogoji za popravila

Vaših zakonskih pravic naša v nadaljevanju predstavljena garancija ne omejuje. V primeru garancijskega zahtevka vas prosimo, da se obrnete na vašega trgovca ali neposredno na servisno mesto. Če nam boste morali napravo poslati nazaj po pošti, napišite, kaj je narobe in dodajte kopijo računa. Veljajo naslednji garancijski pogoji:

- Na **ecomed** izdelke zagotavljamo 2 leta garancije od dneva prodaje. V primeru garancijskega zahtevka, se datum nakupa dokazuje s potrdilom o datumu nakupa in računom.
- Okvare zaradi napak materiala ali izdelave bodo brezplačno odpravljene v garancijskem času.
- Garancijska storitev ne pomeni, da se garancijski čas podaljša. Ta se namreč ne podaljša niti za napravo niti za zamenjane elemente.
- Iz garancije je izključeno naslednje:
 - Škoda, ki je posledica nepravilnega ravnanja z napravo ali neupoštevanja navodil za uporabo.
 - Škoda, ki je posledica popravil ali posegov v napravo s strani kupca ali nepooblaščene osebe.
 - Škoda, ki je nastala med potjo od proizvajalca do uporabnika, ali škoda, ki je posledica pošiljanja na servisno mesto.
 - Dodatni deli, ki so izpostavljeni običajni obrabi.
- Jamstvo za posredno in neposredno posledično škodo, ki jo je povzročila naprava, je izključeno tudi takrat, ko se škoda na napravi prizna kot garancijski primer.


medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, NEMČIJA

Zaradi sprotnih izboljšav izdelka si pridržujemo pravico do tehničnih in vizualnih sprememb izdelka.

Trenutno veljavno različico teh navodil si oglejte na https://docs.medisana.com/23501. Informacije o storitvah so na voljo tukaj: www.medisana.com/servicepartners

ecomed[®] by medisana **HR Upute za uporabu** **Vaga za analizu tjelesne težine BS-70E**

Uređaj i elementi za upravljanje



- 1** zaslon
- 2** tipka za promjenu mjerne jedinice: kg, lb, st (na donjoj strani)
- 3** ▲ tipka za gore
- 4** tipka SET
- 5** ▼ tipka za dolje
- 6** pretinac za baterije (s donje strane)
- 7** elektrode

Opseg isporuke i ambalaža

Prvo provjerite je li uređaj u cijelosti isporučen i ima li na njemu bilo kakvih oštećenja. Ako ste u nedoumici, ne koristite uređaj i kontaktirajte svojeg prodavača ili servisnu službu. U opseg isporuke pripadaju:

- 1 **ecomed** vaga za analizu tjelesne težine **BS-70E**
- 1 litijska gumbasta baterija 3 V, tip CR2032
- 1 kratke upute

Ambalaža se može ponovno upotrijebiti ili se sve može vratiti u kružni tok sirovina. Ambalažni materijal koji vam više nije potreban zbrinite u skladu s propisima. Ako prilikom raspakiravanja primijetite štetu uslijed transporta, molimo vas da odmah stu-pite u kontakt sa svojim trgovcem.

UPOZORENJE
Vodite računa o tome da folije ambalaže ne dospiju u ruke djece. Postoji opasnost od gušenja!

Objašnjenje znakova

Proizvod koristite samo u zatvorenim prostorijama!

VAŽNO!
Nepridržavanje ovih Uputa može dovesti do teških ozljeda i oštećenja na uređaju.

UPOZORENJE
Ovih se upozorenja treba pridržavati kako bi se spriječile moguće ozljede korisnika.

POZOR
Ovih se napomena treba pridržavati kako bi se spriječila moguća oštećenja uređaja.

NAPOMENA
Ove napomene pružaju vam korisne dodatne informacije o instalaciji ili o radu uređaja.

Razred zaštite II

LOT Broj ŠARŽE

Proizvođač

Simboli za reciklažu / kodovi: Oni služe za pružanje informacija o materijalu i njegovoj pravilnoj uporabi te recikliranju.

HR Sigurnosne napomene

Pažljivo pročitajte Uputu o uporabi, osobito sigurnosne napomene prije nego što započnete s radom uređaja i sačuvajte ovu Uputu za kasnije potrebe. Kada uređaj dajete drugima na korištenje obavezno im uručite i njegovu Uputu .o uporabi

- Ova vaga nije prikladna za osobe sa elektrostimulatorima srca ili drugim medicinskim im-plantatima. U slučaju dijabetesa ili drugih medicinskih/fizičkih ograničenja indikacija tjele-sne masnoće može biti netočna. Isto vrijedi i za osobe koje se bave sportom i u vrlo su dobroj kondiciji.
- Ovaj uređaj nije prikladan za trudnice!
- Vaga je proizvedena za kućnu upotrebu. Vaga nije namijenjena za komercijalnu upotrebu u bolnicama ili drugim medicinskim ustanovama.
- Postavljajte vagu na mjesto na kojem nema ni ekstremnih temperatura ni ekstremne vlage zraka. Držite vagu podalje od vode.
- Ne izlažite vagu izravnom djelovanju sunčevih zraka.
- Nikada ne postavljajte vagu na neravnu podlogu. Nemojte nikada stati samo na jedan kut vage. Prilikom vaganja nemojte stajati na jednoj strani ili na samom rubu vage.
- Nemojte nikada stati na vagu mokrih stopala. Nemojte nikada stati na vagu u čarapama.
- Maksimalna težina za vaganje ovom vagom je 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb). Nemojte preop-teretiti vagu, to može dovesti do njenog trajnog oštećenja.
- Pažljivo rukujte s vagom. Izbjegavajte udarce i vibracije vage. Pazite da vam vaga ne (is) padne iz ruku kao i da na vagu ništa ne padne.
- U slučaju smetnji nikada sami ne popravljajte uređaj, jer se u protivnom slučaju gubi svako pravo na jamstvo. Popravke prepustite samo ovlaštenim servisima.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Ne pokušavajte rastaviti uređaj, u suprotnom prestaje važiti jamstvo.

UPOZORENJE - BATERIJA - SIGURNOSNE NAPOMENE

- Ne rastavljajte baterije!**
- Ako je potrebno, očistite kontakte baterija i uređaja prije umetanja baterija!**
- Odmah uklonite istrošene baterije iz uređaja!**
- Povećana opasnost od curenja baterija, izbjegavajte kontakt s kožom, očima i sluznicama! U slučaju kontakta s kiselinom iz baterije, pogodena mjesta odmah dobro isperite čistom vodom i bez odlaganja posjetite liječnika!**
- Ako se proguta baterija, potrebno je odmah potražiti liječnika!**
- Uvijek zamijenite sve baterije istodobno!**
- Stavljajte samo istovrsne baterije, ne koristite različite tipove i ne stavljajte zajedno rabljene i nove baterije!**
- Pravilno umećite baterije vodeći računa o polaritetu!**
- Pretinac za baterije držite dobro zatvorenim!**
- Uklonite baterije iz uređaja kada ih ne koristite dulje vrijeme!**
- Držite baterije podalje od djece!**
- Baterije nemojte ponovno puniti! Postoji opasnost od eksplozije!**
- Ne stvarajte kratki spoj! Postoji opasnost od eksplozije!**
- Ne bacajte baterije u vatru! Postoji opasnost od eksplozije!**
- Neiskorištene baterije čuvajte u ambalaži i ne u blizini metalnih predmeta da biste izbjegli kratki spoj!**
- Istrošene baterije i akumulatore ne bacajte u kućni nego u posebni otpad ili ih predajte na mjesto za skupljanje baterija u specijaliziranim trgovinama!**

Umetanje / zamjena baterija

Prije nego što započnete s korištenjem vage, morate eventualno ukloniti izolacijsku traku s pretinca za baterije na stražnjoj strani uređaja. Zamijenite baterije kada se, nakon što ste stali na uređaj, na zaslonu pojavi simbol za zamjenu baterija „Lo“ ili ako se na zaslonu ne pojavljuje ništa. Vodite pri tome računa o ispravnom polaritetu (plus pol prema gore, u pravcu poklopca).

Promjena mjerne jedinice za težinu

Svoju težinu možete prikazati u kilogramima (kg), funtama (lb) ili u stoneima (st). Pritiskujte tipku za promjenu mjerne jedinice sve dok se ne pokaže željena jedinica.

Vaganje

- Vodite računa da vaga stoji na čvrstom i ravnom tlu.
- Stanite na vagu i ostanite mirni.
- Vaša se težina mjeri i prikazuje na zaslonu.
- Sidite s vage. Vaga se nakon otprilike 9 sekundi automatski isključuje.

Programiranje osobnih podataka

Vaga može pohraniti podatke za 10 osoba i to: spol, starost, visinu. Vaga ima unaprijed na-mještene vrijednosti. Te vrijednosti su: kg, muškarac, 25 godina, 170 cm.

- Stanite na vagu.
- Pritisnite tipku SET . Na zaslonu će se prikazati posljednji korišteni osobni podaci.
- Odaberite sada željenu jedinicu za težinu s pomoću tipke za promjenu mjerne jedinice .
- Pritisnite tipku SET . Na zaslonu treperi mjesto pohrane. Sada pritiskom na tipku odnosno tipku možete odabrati željeno mjesto pohrane u svom korisničkom profilu (P0 - P9).
- Pritisnite tipku SET kako biste spremili postavke. Na zaslonu počinje žmirkati simbol za spol.

= muškarac = žena.

- Namjestite svoj spol tako što ćete tipkom odnosno tipkom odabrati odgovarajući simbol na zaslonu.
- Pritisnite tipku SET kako biste spremili postavke. Unaprijed namještena visina tijela počinje žmirkati na zaslonu.
- Tipkom odnosno tipkom namjestite svoju visinu tijela.
- Pritisnite tipku SET kako biste spremili postavke. Unaprijed namještena starosna dob počinje žmirkati na zaslonu.
- Namjestite sada tipkom odnosno tipkom svoj broj godina.
- Pritisnite tipku SET kako biste spremili postavke.
- Postupak namještanja sada je završen.

Vaganje i mjerenje vrijednosti za analizu tijela

- Stanite na vagu.
- Pritisnite tipku SET . Na zaslonu treperi mjesto pohrane. Sada pritiskom na tipku odnosno tipku možete odabrati željeno mjesto pohrane u svom korisničkom profilu (P0 - P9).
- Prikazuju se vaši pohranjeni osobni podaci.
- Pričekajte da se na zaslonu pojavi „0.0“ Stanite bosonogi na vagu i ostanite mirno stajati. Postavite svoja stopala na elektrode . Najprije će se prikazati težina.
- Na zaslonu se pojavljuje „0000“ te nestaje postupno s lijeva na desno. Nakon toga se pojavljuje vaša težina koja žmirka. Sada se jedna za drugom prikazuju izmjerene vrijed-nosti za tjelesnu masnoću, udio vode u tjelesnoj masi, težinu kostiju, udio mišića, stopu bazalnog metabolizma (BMR) te indeks tjelesne mase (BMI). Slijed prikaza izmjerenih vri-jednosti ponavlja se još dva puta. Nakon toga se vaga automatski isključuje. Sidite s vage.

NAPOMENA: Podaci u ovoj tabeli služe samo za orijentaciju. Ako imate pitanja o svom udje-lu tjelesne masnoće i o svom zdravlju, porazgovarajte o tome sa svojim liječnikom.

dob	žene (%)				muškarci (%)			
	nizak	normalan	visok	vrlo visok	nizak	normalan	visok	vrlo visok
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38	11–17	18–23	24–29	30–36
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38	12–18	19–24	25–30	31–37
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38	13–19	20–25	26–31	32–38

Raspon udjela vode u tjelesnoj masi u %

dob	žene (%)			muškarci (%)		
	nizak	normalan	visok	nizak	normalan	visok
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	>57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	>52	<47	47–61	>61
61–80	<37	37–47	>47	<42	42–56	>56

Poruke o greškama

- Err = Vaga je preopterećena.
- Lo = Baterija je preslaba i mora se zamijeniti.
- Err2 = Ne mogu se ustanoviti vrijednosti za udio tjelesne masnoće i vode u tjelesnoj masi. Ako vaša vaga ne radi kako želite, prije kontaktiranja servisnog centra provjerite sljedeće:
- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite jesu li odabrane pravilne jedinice za težinu.
- Provjerite stoji li vaga slobodno na čvrstoj i ravnoj podlozi. Vaga ne smije biti u dodiru sa zidom ili drugim predmetima.
- Ponovite mjerenje.

Čišćenje i održavanje

Nikada ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje ili grube četke. Osobnu vagu čistite samo mekom, blago navlaženom krpom. Ni u kojem slučaju ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ili alkohol. U uređaj ne smije prodrijeti voda. Uređaj ponovo koristite tek nakon što se potpuno osuši.

Tehnički podaci

Naziv i model: **ecomed** vaga za analizu tjelesne težine **BS-70E**
Napajanje: 3V= $(1 \times 3\text{V}$ baterija, litijska gumbasta baterija, tip CR2032)
Sustav prikaza: digitalni zaslon/prikaz
Memorija: za 10 osoba
Mjerno područje: do 180 kg ili 396 lb ili 28 st 4 lb
Mjerno odstupanje: maks. $\pm 1\%$
Podjela skale na vagi: 0,1 kg ili 0,2 lb ili 1 lb
Autom. isključivanje: nakon otprilike 9 sekundi
Dimenzije (D x Š x V): oko 30 × 30 × 1,75 cm
Težina: oko 1,6 kg
Br. artikla: 23501
EAN br.: 4015588 23501 6

Zbrinjavanje

Ovaj uređaj ne smije se zbrinuti zajedno s ostalim kućnim otpadom. Svaki potrošač je obavezan sve električne ili elektroničke uređaje, neovisno o tome sadrže li oni opasne tvari ili ne, predati u reciklažno dvorište u svom gradu ili u trgovinu, kako bi isti mogli biti zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Prije zbrinjavanja uređaja uklonite iz njega baterije. Istrošene baterije ne bacajte u kućni nego u posebni otpad ili ih predajte na mjesto za skupljanje baterija u specijaliziranim trgovinama. Imate li pitanja o zbrin-javanju uređaja, obratite se svome komunalnom poduzeću ili svome trgovcu.

Jamstveni uvjeti i uvjeti popravka

Vaša zakonska jamstvena prava nisu ograničena našom garancijom koju ćemo predstaviti u nastavku. Ako nastupi jamstveni slučaj, obratite se svojoj specijaliziranoj trgovini ili izravno servisnoj službi. U slučaju da proizvod morate poslati poštom, u pošiljci navedite kvar i prilo-žite presliku potvrde o plaćenom računu.

Pri tome vrijede sljedeći jamstveni uvjeti:

- Na ecomed** proizvode odobrava se jamstvo u trajanju od 2 godine od datuma kupnje. Da-tum kupnje se u jamstvenom slučaju dokazuje potvrdom o plaćenom računu ili računom.
- Nedostaci uslijed greške u materijalu ili proizvodnji otklanjaju se unutar jamstvenog roka besplatno.
- Jamstvo ne produljuje jamstveno razdoblje – ni za uređaj ni za zamijenjene dijelove.
- Iz jamstva su isključene(-a):
 - bilo kakve štete nastale zbog nepravilnog rukovanja uređajem, npr. zbog nepoštivanja Upute o uporabi;
 - štete koje se temelje na popravku ili zahvatima koje su poduzeli kupac ili neovlaštene treće osobe.
 - oštećenja koja su nastala na putu od proizvođača do potrošača ili koja su nastala tijekom slanja pošiljke u servisnu službu.
 - zamjenski dijelovi koji podliježu normalnom habanju.
- Odgovornost za izravne ili neizravne posljedične štete koje uzrokuje uređaj isključena je i onda kada je nastala šteta na uređaju priznata kao garancijski slučaj.


medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Njemačka

U okviru stalnog poboljšanja proizvoda zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske izmjene.

Trenutačnu verziju ove Upute o uporabi možete pronaći na https://docs.medisana.com/23501. Informacije o servisu možete pronaći ovdje: www.medisana.com/servicepartners

HU *Használati útmutató*
Személmérleg testelemző funkciókkal
BS-70E

Készülék és kezelőelemek



- ❶ Kijelző
- ❷ Kapcsolóval (a készülék alján): kg, lb, st
- ❸ ▲ Fel-gomb
- ❹ SET-gomb
- ❺ ▼ Le-gomb
- ❻ Elemtartó (a készülék alján)
- ❼ Elektrodák

A csomag tartalma és csomagolás

Először ellenőrizze, hogy az eszköz hiánytalan-e és nincs-e rajta sérülés.

Ha bármilyen kétsége merül fel, ne helyezze üzembe a készüléket, és forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez. A csomag tartalma:

- 1 db **ecomed** Személmérleg testelemző funkciókkal **BS-70E**
- 1 db lítium-gombcellás elem 3 V, CR2032 típus
- 1 db használati utasítás

A csomagolás újrafelhasználható vagy visszajutatható a nyersanyagciklusba. A szükségtelenné vált csomagolóanyagot megfelelően ártalmatlanítsa. Amennyiben a kicsomagolásnál szállítási sérülést észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot az illetékes forgalmazóval.

FIGYELMEZTETÉS
Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermek kezébe. Fulladásveszély áll fenn!

Jelmagyarázat

A terméket kizárólag zárt térben használja!

FONTOS!
Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS
A felhasználó sérülésének megelőzése érdekében figyelmeztetéseket be kell tartani.

FIGYELEM
A készülék esetleges károsodásának megelőzése érdekében be kell tartani ezeket az utasításokat.

MEGJEGYZÉS
Ezek a megjegyzések hasznos kiegészítő információkkal látják el Önt a telepítéssel vagy a működtetéssel kapcsolatban.

II. védelmi osztály

LOT Tételszám

Gyártó

Újrahasznosítási szimbólumok/kódok:
Ezek tájékoztatást nyújtanak az anyagról és annak megfelelő használatáról és újrahasznosításáról.

HU Biztonsági tudnivalók

A termék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösképpen a biztonsági útmutatót, és őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra. Ha a készüléket másnak adja tovább, a jelen használati útmutatót is feltétlenül adja oda

- mérleget nem használhatják szívritmus-szabályozóval vagy egyéb orvosi implantátumokkal rendelkező személyek. Cukorbetegknél vagy más orvosi/ testi korlátokkal rendelkezőknél a testszír értéke pontatlan lehet. Ugyanez vonatkozik a rendkívül kisportolt emberekre is.
- A készüléket terhes személyek nem használhatják!
- A mérleg házi használatra készült. Ipari használatra – kórházakban vagy egyéb gyógyászati intézményekben – nem alkalmas.
- Olyan helyen helyezze el a mérleget, ahol sem rendkívüli hőmérsékleteknek, sem extrém páratartalomnak nincs kitéve. Víztől tartsa távol a mérleget.
- Ne tegye ki a mérleget közvetlen napsugárzásnak.
- Soha ne állítsa a mérleget egyenetlen alapra! Soha ne lépjen a mérlegnek csak az egyik sarkára! Mérés közben soha ne álljon egy oldalra, és ne álljon a mérleg szélén!
- Soha ne lépjen a mérlegre nedves talppal! Soha ne lépjen a mérlegre zokniban!
- A mérleg mérési tartománya maximum 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb). Ne terhelje túl a mérleget, mert az tartós károsodásokhoz vezethet.
- Óvatosan bányjon a mérleggel! Kerülje az ütéseket és a mérleg rázkódását! Ne hagyja leesni!
- Ha zavarokat észlel, ne javítsa saját kezűleg a készüléket, mert így elveszti a garanciaigényét! Csak felhatalmazott szervizzel végeztesse a javításokat!
- Gyermekeknek nem szabad játszaniuk a készülékkel.
- Ne próbálja meg szétszedni a készüléket, különben elvesz a garancia.

FIGYELMEZTETÉS - ELEMRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- Ne szedje szét az elemeket!**
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkezőit a behelyezés előtt!**
- A lemerült elemeket azonnal vegye ki a készülékből!**
- Az elemek kifolyásának fokozott veszélye; kerülje a bőrrel, a szemmel és a nyálkahártyákkal való érintkezést!** Az elemsavval való érintkezés esetén rögtön öblítse le bő, tiszta vízzel az érintett helyeket, és azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elem lenyelésére kerülne sor, azonnal orvoshoz kell fordulni!**
- Mindig egyszerre cserélje ki az összes elemet!**
- Csak azonos típusú elemeket helyezzen be, és ne használjon egyszerre különböző típusú vagy használt és új elemeket!**
- Ügyeljen az elemek helyes elhelyezésére és a polarításra!**
- Az elemtartót tartsa mindig gondosan zárva!**
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb időig nem használja a készüléket!**
- Az elemeket ne tartsa gyermekek által elérhető helyen!**
- Ne töltse újra az elemeket! Robbanásveszély áll fenn!**
- Ne zárja rövidre azokat! Robbanásveszély áll fenn!**
- Ne dobja tűzbe azokat! Robbanásveszély áll fenn!**
- A nem használt elemeket a csomagolásukban tárolja, fém tárgytól távol, a rövidzárlat elkerülése érdekében!**
- Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat ne a háztartási hulladékkal dobja ki, hanem tegye az erre szolgáló gyűjtőtárolókba, vagy adja le a szakkereskedések elemgyűjtő helyein!**

Elem behelyezése/cseréje

A mérleg üzembe helyezése előtt ki kell húznia a szigetelőcsíkokat a készülék alján található elemrekeszből ❶. Cserélje ki az elemet, ha a “Lo” elemcsere-szimbólum jelenik meg a kijelzőn ❶, vagy ha a kijelzőn a készülékre lépve semmi nem jelenik meg. Ügyeljen a megfelelő polarításra (ez az elemrekeszen jelölve van, a pozitív pólus mutat a fedél felé).

A súlyegység megváltoztatása

A súlyát kilogrammban (kg), fontban (lb) és kövek (st) is megjelenít-heti. Nyomja meg annyiszor a gombot ❷, hogy a kívánt egység megjelenjen.

Csak súlymérés

- Ügyeljen rá, hogy a mérleg szilárd, egyenletes talajon álljon.
- Álljon rá a mérlegre, és maradjon nyugodtan állva.
- Megtörténik a súlymérés; megjelenik a súlya.
- Lépjen le a mérlegről. A mérleg automatikusan kikapcsol, ha kb. 9 mp-ig nem kap semmilyen további utasítást.

Személyes adatok beprogramozása

A mérleg 10 személy adatait tudja tárolni: nem, kor, testmagasság. A mérlegnek vannak előre beállított értékei. Ezek a következők: kg, férfi, 25 éves., 170 cm.

- Álljon rá a mérlegre.
- Nyomja meg a SET-gombot ❶. A kijelzőn villognak a legutóbb használt személyes adatok.
- Válassza ki a kívánt súly-mértékegységet a ❷ váltókapcsolóval.
- Nyomja meg a SET-gombot ❶. A kijelzőn villog a tároló hely. A villogás abbahagyását követően a ▲ ❸ és ▼ ❹ gombokkal kiválaszthatja felhasználóprofilja kívánt tárolóhelyét (P0 - P9).
- Nyomja meg a SET-gombot ❹ a beállítás elmentéséhez. A kijelzőn villogni kezd a nem szimbóluma.

= férfi = nő.

- Állítsa be a nemét, miközben kiválasztja a ▲ ❸ és ▼ ❹ gombokkal a megfelelő szimbólumot a kijelzőn.
- Nyomja meg a SET-gombot ❹ a beállítás elmentéséhez. Az előre beállított testmagasság villogni kezd a kijelzőn.
- Állítsa be a ▲ ❸ és ▼ ❹ gombokkal a saját testmagasságát.
- Nyomja meg a SET-gombot ❹ a beállítás elmentéséhez. Az előre beállított életkor villogni kezd a kijelzőn.
- Állítsa be a ▲ ❸ és ▼ ❹ gombokkal a saját életkorát.
- Nyomja meg a SET-gombot ❹ a beállítás elmentéséhez.
- Ezzel véget ért a beállítási folyamat.

Testdiagnosztika - a jellemző értékek mérése

- Álljon rá a mérlegre.
- Nyomja meg a SET-gombot ❶. A villogni kezd a tároló hely. Állítsa be a ▲ ❸ és ▼ ❹ gombokkal a saját tároló helyét (P0 - P9).
- Ekkor megjelennek a személyes adatai a kijelzőn.
- Várja meg, hogy a “0.0” érték jelenjen meg a kijelzőn. Álljon rá mezítláb a mérlegre, és maradjon rajta nyugodt testhelyzetben. Helyezze a lábait az elektródákra ❷. Először a súlyt jeleníti meg.
- A kijelzőn megjelenik a „0000”, majd balról jobbra egymás után tűnnek el a nullák. Azután megjelenik és villog a testsúly értéke. Majd rendre megjelennek a következő mért értékek: testszír, testvíz-tartalom, csonttömeg, izomtömeg, BMR és BMI. A mért értékek kijelzési sorrendje még kétszer megismétlődik. Ezután automatikusan lekapcsol a mérleg. Szálljon le a mérlegről.

MEGJEGYZÉS A tablatzat adatai csak tájékoztató jellegűek. Ha Önnek kérdesei merulnek fel testszír aranyával es egészszegevel kapcsolatban, kérdezze meg orvosat.

A testszír arány értékei %-ban

életkor	nő (%)				férfi (%)			
	alultáplált	normál	túlsúlyos	kövér	alultáplált	normál	túlsúlyos	kövér
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38	11–17	18–23	24–29	30–36
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38	12–18	19–24	25–30	31–37
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38	13–19	20–25	26–31	32–38

A %-ban megadott testvíz-tartalom tartománya

életkor	nő (%)			férfi (%)		
	alultáplált	normál	túlsúlyos	alultáplált	normál	túlsúlyos
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	>57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	>52	<47	47–61	>61
61–80	<37	37–47	>47	<42	42–56	>56

Hibaüzenetek

- Err = A mérleg túlterhelt.
- Lo = Az elem gyenge és ki kell cserélni.
- Err2 = a testszír és a testvíz-tartalom értékei nem határozhatók meg.

Ha nem megfelelően működik a személyi mérleg, akkor ellenőrizze az alábbiakat mielőtt a szervizhez fordulna:

- Ellenőrizze, hogy helyesen vannak-e behelyezve az elemek.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő súlymértéket állította-e be.
- Ellenőrizze, hogy a mérleg szabadon, szilárd és egyenes talajon áll-e. Nem érhet hozzá a falhoz vagy egyéb tárgyakhoz.
- Ismételje meg a mérést.

Tisztítás és ápolás

Soha ne használjon agresszív tisztítószereket vagy erős keféket. Csak puha, enyhén be nedvesített kendővel tisztítsa az üvegmérleget. Semmiképp ne használjon erős tisztítószereket vagy alkoholt. A készülékbe nem kerülhet víz. A készüléket csak akkor használja újból, ha már teljesen megszáradt.

Műszaki adatok

Név és modell:
Feszültségellátás:
Kijelzőrendszer:
Memória:
Mérési tartomány:
Mérési eltérés::
Osztás:
Autom. kikapcsolás:
Méretek (H x Sz x M):
Súly:
Cikkszám:
EAN-szám:

ecomed Személmérleg testelemző funkciókkal **BS-70E**
3V≡ , 1 x 3 db lítium-gombcellás elem, CR2032 típus
Digitális kijelző
10 személy eltárolására
tól 180 kg-ig vagy 330 lb (28 st 4 lb)
maximális ± 1 %
0,1kg, 0,2lb, 1lb
kb. 9 másodperc után
kb. 30 x 30 x 1,75 cm
kb. 1,6 kg
23501
4015588 23501 6

Ártalmatlanítás

A készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Minden felhasználó köteles valamennyi elektromos és elektronikus készüléket, akár tartalmaz káros anyagokat, akár nem, a település gyűjtőhelyén vagy a szakkereskedőnek leadni a hulladékká vált termék környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében. Mielőtt leselejtezi a készüléket, vegye ki belőle az elemeket. Az elhasznált elemeket ne dobja a háztartási hulladékba, hanem vigye azokat a veszélyes hulladékok gyűjtőjébe vagy a szakkereskedés elemgyűjtőjébe. Az ártalmatlanítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi illetékes hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz.

Garanciális és javítási feltételek

Az Ön törvényben biztosított garanciális jogait az alábbiakban ismertetett garancia nem korlátozza. Garancia érvényesítése esetén forduljon szakkereskedéséhez vagy közvetlenül a szervizhez. Amennyiben a készüléket be kell küldeni, jelölje meg a hibát, és mellékelje a vásárlást igazoló nyugtát is.

A garanciára az alábbi feltételek vonatkoznak:

- Az **ecomed** termékekre az eladástól számított 2 év garancia vonatkozik. A vásárlás dátumát garanciaigény esetén pénztárblokkal vagy számlával kell igazolni.
- Az anyag- vagy gyártási hibák a garanciális idő alatt ingyenesen elhárításra kerülnek.
- A garanciaidő alatti teljesítés nem hosszabbítja meg sem a készülék , sem pedig a kicserélt alkatrészek garanciaidejét.
- A garancia nem terjed ki az alábbiakra:
 - a szakszerűtlen kezelésre, pl. a használati utasítás figyelmen kívül hagyására visszavezethető károkra.
 - a vásárló, vagy jogosulatlan kívülálló által végzett javítás, vagy beavatkozás miatti károkra.
 - A gyártótól a fogyasztóhoz történő kiszállítás során, vagy a vevőszolgálathoz történő beküldés során keletkezett károkra.
 - A normál használat során elhasználódó tartozékokra.
- A készülék által közvetlenül, vagy közvetve előidézett járulékos károk miatti felelősség még akkor is kizárt, ha a készülék károsodása tekintetében elismerésre kerül a garanciális igény.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Németország

A folyamatos termékfejlesztésre tekintettel fenntartjuk a műszaki és formatervezési módosítások jogát.

A használati útmutató aktuális változata a <https://docs.medisana.com/23501> weboldalon található. A szolgáltatással kapcsolatos információkat itt találja: www.medisana.com/servicepartners

RO/BG

ecomed


by medisana

RO

Instrucțiuni de utilizare

Cântar de persoane cu funcție körper
analiza BS-70E

Aparat și elemente de operare



1

Display

2

Comutator (pe partea inferioară) pentru kg, lb, st

3

Tasta în sus

4

Tasta SET

5

▼ Tasta în jos

6

Compartiment baterie (pe partea inferioară)

7

Electrozi

Pachet de livrare și ambalaj

Verificați mai întâi dacă aparatul este complet și nu are defecte.

În caz de dubii nu puneți aparatul în funcțiune și adresați-vă comerciantului dvs. sau centrului de service. Pachetul de livrare cuprinde:

1

ecomed

cântar de persoane cu funcție Bodycheck
BS-70E

1

baterii tip buton cu litiu 3 V tipul CR2032

1

instrucțiuni de utilizare



Ambalajele sunt reciclabile sau pot fi introduse din nou în circuitul de materii prime. Vă rugăm, să înlăturați materialul de ambalaj, de care nu mai aveți nevoie, în mod corespunzător. Dacă în timpul despachetării identificați o defecțiune de transport, contactați imediat comerciantul.



AVERTIZARE

Aveți grijă ca foliile de ambalaj să nu ajungă la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere!



Folosiți articolul doar în spații închise!



IMPORTANT!

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza accidente grave sau avarii la aparat.



AVERTIZARE

Aceste indicații de avertizare trebuie respectate, pentru a împiedica accidentările posibile ale utilizatorului.



ATENȚIE

Aceste indicații trebuie respectate, pentru a împiedica avariile posibile ale aparatului.



INDICAȚIE

Aceste indicații vă oferă informații adiționale utile pentru instalare sau operare.



Clasă de protecție II

LOT

Număr LOT



Producător



Coduri/simboluri pentru reciclare:
Servesc la informarea cu privire la material și utilizarea sa corespunzătoare, precum și cu privire la reciclare.



RO

Indicații de siguranță



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și păstrați instrucțiunile de utilizare pentru uzul ulterior. Dacă predați aparatul la terțe persoane, predați de asemenea obligatoriu instrucțiunile de utilizare



Acest cântar nu este adecvat pentru persoane cu stimulatoare cardiace sau cu alte implanturi medicale. În cazul diabeticilor sau al persoanelor cu alte afecțiuni medicale/ fizice este posibil ca indicația pentru grăsimea corporală să fie imprecisă. Același lucru este valabil și pentru persoanele cu antrenament sportiv intens.

Acest aparat nu este adecvat pentru femei gravide!

Cântarul este fabricat pentru uz casnic. El nu este adecvat pentru folosire în domeniul profesional, în spitale sau în alte așezăminte și instalații medicale.

Amplasați cântarul într-un loc în care nu apar nici temperaturi extreme, nici umiditate extremă a aerului. Țineți cântarul la distanță față de apă.

Nu se expune la lumina directă a soarelui!

Nu așezați cântarul niciodată pe o suprafața care nu este plană. Nu urcați niciodată doar pe un colț al cântarului. Nu vă așezați la cântărire pe o parte sau pe marginea cântarului.

Nu urcați niciodată pe cântar cu picioarele ude. Nu urcați niciodată pe cântar cu șosete.

Cântarul are un domeniu de măsurare de până la 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb). Nu supraîncărcați cântarul, aceasta ar putea duce la pagube de durată al acestuia.

Manevrați cântarul cu atenție. Evitați șocurile și trepidațiile asupra cântarului. Nu îl lăsați să cadă și aveți grijă să nu cadă nimic deasupra.

În cazul unor defecțiuni, nu reparați aparatul prin mijloace proprii, deoarece acest lucru duce la pierderea garanției. Încredințați reparațiile numai centrelor de service autorizate.

Copii nu au voie să se joace cu aparatul.

Nu demontați dispozitivul - pierdere garantat!



AVERTISMENT - BATERIE - INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu demontați bateriile!

După caz, curățați bateria și contactele aparatului înainte de introducere!

Scoateți bateriile goale imediat din aparat!

Risc mărit de scurgere, evitați contactul cu pielea, ochii și mucoasele! În cazul contactului cu acizii bateriei, locurile vizate trebuie clătite cu apă limpede din abundență și apoi trebuie contactat medicul!

Dacă a fost înghițită o baterie, trebuie contactat imediat medicul!

Schimbați întotdeauna în același timp toate bateriile!

Introduceți doar baterii de același tip, fără tipuri diferite sau baterii vechi și noi împreună!

Introduceți bateriile corect, respectați polaritatea!

Păstrați compartimentul de baterii închis!

Scoateți bateriile când nu utilizați aparatul o perioadă îndelungată!

Țineți bateriile la distanță față de copii!

Bateriile nu trebuie reîncărcate! Există pericolul de explozie!

Nu au voie să fie scurtcircuitate! Există pericolul de explozie!

Nu au voie să fie aruncate în foc! Există pericolul de explozie!

Depozitați bateriile neutilizate în ambalaj și nu în apropierea obiectelor metalice, pentru a evita un scurtcircuit!

Nu aruncați bateriile consumate la gunoiul menajer, ci la deșeurile speciale sau la un punct de colectare din comerțul specializat!



AVERTISMENT - BATERIE - INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu demontați bateriile!

După caz, curățați bateria și contactele aparatului înainte de introducere!

Scoateți bateriile goale imediat din aparat!

Risc mărit de scurgere, evitați contactul cu pielea, ochii și mucoasele! În cazul contactului cu acizii bateriei, locurile vizate trebuie clătite cu apă limpede din abundență și apoi trebuie contactat medicul!

Dacă a fost înghițită o baterie, trebuie contactat imediat medicul!

Schimbați întotdeauna în același timp toate bateriile!

Introduceți doar baterii de același tip, fără tipuri diferite sau baterii vechi și noi împreună!

Introduceți bateriile corect, respectați polaritatea!

Păstrați compartimentul de baterii închis!

Scoateți bateriile când nu utilizați aparatul o perioadă îndelungată!

Țineți bateriile la distanță față de copii!

Bateriile nu trebuie reîncărcate! Există pericolul de explozie!

Nu au voie să fie scurtcircuitate! Există pericolul de explozie!

Nu au voie să fie aruncate în foc! Există pericolul de explozie!

Depozitați bateriile neutilizate în ambalaj și nu în apropierea obiectelor metalice, pentru a evita un scurtcircuit!

Nu aruncați bateriile consumate la gunoiul menajer, ci la deșeurile speciale sau la un punct de colectare din comerțul specializat!

Schimbarea bateriei

Înainte de putea pune cântarul în funcțiune, trebuie să trageți benzile izolatoare din locașul bateriei ❸ de pe partea inferioară a aparatului. Schimbați bateria dacă apare simbolul corespunzător "Lo" pe display-ul ❶ sau dacă pe display nu se mai afișează nimic după conectarea aparatului. Acordați atenție polarității corecte (conform marcatului din locaș; borna pozitivă întreptată spre capac).

Schimbarea unității de măsură pentru masă

Puteți avea greutatea Vezi dumneavoastră în kilograme (kg), de lire sterline (lb) sau de pietre (st). Porniți cântarul prin atingerea cu piciorul a tastei ❸, până când se afișează unitatea dorită.

Cântărire

Asigurați-vă că balanța se află pe un teren ferm și plan.

Urcați-vă pe cântar și opriți-vă pe acesta nemișcat.

Greutatea dvs. va fi măsurată și afișată.

Coborâți de pe cântar. Cântarul se oprește automat după aprox. 9 secunde.

Programarea datelor personale

Cântarul poate memora datele de la 10 persoane: vârsta, înălțimea și sexul. Cântarul are valori presetate. Aceste valori sunt: kg, Bărbat,170 cm, 25 ani.

Urcați-vă pe cântar.

Apăsați tasta SET ❶. Pe display pâlpâie acum datele personale utilizate ultima dată.

Selectați acum unitatea de greutate dorită cu comutatorul ❷.

Apăsați tasta SET ❶. Pe display se aprinde intermitent locația de memorie. Acum puteți selecta, prin apăsarea tastei ▲ ❸ respectiv tastei ▼ ❹ locația de memorie dorită pentru profilul dumneavoastră de utilizator (P0 - P9).

Apăsați tasta SET ❶, pentru a memora setările. Pe display începe să se aprindă intermitent simbolul pentru sex.



 = Bărbat



 = Femeie.

Setați sexul dumneavoastră, prin selectarea simbolului corespunzător pe display, apăsând tasta ▲ ❸ respectiv tasta ▼ ❹.

Apăsați tasta SET ❶, pentru a memora setările. Înălțimea presetată a corpului începe să se aprindă intermitent pe display.

Setați prin intermediul tastei ▲ ❸ respectiv tasta ▼ ❹ înălțimea dumneavoastră.

Apăsați tasta SET ❶, pentru a memora setările. Vârsta presetată începe să se aprindă intermitent pe display.

Setați acum prin intermediul tastei ▲ ❸ respectiv tasta ▼ ❹ vârsta dumneavoastră.

Apăsați tasta SET ❶, pentru a memora setările.

Procesul de setare este acum încheiat.

Cântărirea și măsurarea valorilor de analiză corporală

Urcați-vă pe cântar.

Apăsați tasta SET ❶. Pe display se aprinde intermitent locația de memorie. Prin apăsarea tastei ▲ ❸ respectiv tastei ▼ ❹ alegeți locația dumneavoastră de memorie personală (P0 - P9).

Datele dumneavoastră memorate sunt afișate.

Așteptați, până când apare "0.0" pe display. Urcați-vă desculț pe cântar și opriți-vă pe acesta. Plasați-vă picioarele pe electrodul ❷. Întâi este afișată greutatea.

"0000" apare pe display și dispare succesiv de la stânga la dreapta. Apoi apare greutatea dvs. pâlpâind. Acum se afișează succesiv valorile măsurate pentru grăsimea corporală, conținutul de apă din organism, masa osoasă ,masa musculară, BMR (rată metabolică de bază) și IMC (indice masă corporală). Succesiunea afișajului al valorilor măsurate se repetă de încă două ori. După aceea cântarul se oprește automat. Coborâți de pe cântar.

INDICAȚIE

Datele din tabele sunt orientative. Dacă aveți întrebări referitoare la procentul de grăsime corporală și la sănătate, vă rugăm să solicitați consultanță de la medicul dumneavoastră.

Domeniul procentului de grăsime corporală în %

Vârstă	Femeie (%)				Bărbat (%)			
	mic	normal	mare	foarte mare	mic	normal	mare	foarte mare
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38	11–17	18–23	24–29	30–36
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38	12–18	19–24	25–30	31–37
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38	13–19	20–25	26–31	32–38

Domeniul conținutului de apă din organism %

Vârstă	Femeie (%)			Bărbat (%)		
	mic	normal	mare	mic	normal	mare
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	>57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	>52	<47	47–61	>61
61–80	<37	37–47	>47	<42	42–56	>56

Mesaje de eroare

Err = Cântarul este supraîncărcat.

Lo = Bateria este slabă și trebuie înlocuită.

Err2 = valorile pentru grăsimea corporală și conținutul de apă din organism nu au putut fi calculate.

În cazul în care cântarul dumneavoastră de persoane nu funcționează corespunzător, verificați următoarele, înainte să luați legătura cu centrul de service:

Verificați dacă ați introdus corect bateria.

Verificați dacă ați selectat unitatea de greutate corectă.

Verificați dacă, cântarul se află liber, pe o suprafață fixă și plană. Nu are voie să se sprijine de un perete sau de alt obiect.

Repetăți cântărirea.

Curățarea și îngrijirea

Nu utilizați niciodată detergenți agresivi sau perii tari. Curățați cântarul de sticlă numai cu o cârpă moale și ușor umezită. Nu utilizați în niciun caz mijloace de curățare agresive sau alcool. În aparat nu are voie să pătrundă apă. Folosiți aparatul numai când este complet uscat.

Specificații tehnice

Nume și model:

Alimentarea cu tensiune:

Sistem de afișare:

Memorie:

Domeniu de măsurare:

Abatere de măsurare:

Diviziune:

Deconectare automată:

Dimensiuni :

Masa:

Număr articol:

Număr EAN:

ecomed

Cântar de persoane cu funcție Bodycheck BS-70E

3V≡, 1 x 3 V baterie de 3 V Baterie-buton cu litiu tip CR2032

Afișaj digital

pentru 10 persoane

până la 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb)

max. ± 1 %

0,1kg, 0,2lb, 1lb

după aprox. 9 sek.

ca. 30 x 30 x 1,75 cm

ca. 1,6 kg

23501

4015588 23501 6

Înlăturare



Acest aparat nu are voie să fie înlăturat împreună cu gunoiul menajer. Fiecare utilizator este obligat să predea toate aparatele electronice sau electrice, indiferent dacă acestea conțin substanțe toxice sau nu, la un punct de colectare local sau din comerț, ca acestea să poată fi înlăturate într-un mod ecologic. Scoateți bateria, înainte de a elimina aparatul. Nu aruncați bateriile consumate la gunoiul menajer, ci la deșeurile speciale sau la un punct de colectare din comerțul specializat. Pentru înlăturare adresați-vă autorităților locale sau comerciantului dvs.

Condiții de acordare a garanției și de efectuare a lucrărilor de reparație

Drepturile dvs. la garanție nu sunt limitate de garanția noastră descrisă în cele ce urmează. În caz de acordare a garanției, vă rugăm să vă adresați magazinului de specialitate sau direct punctului de service. Dacă trebuie să ne trimiteți aparatul, menționați defectul și atașați copia chitanței de achiziționare. La aceasta sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

1. Pentru produsele ecomed se acordă de la data achiziției o perioadă de garanție de 2 ani. În caz de acordare a garanției, data achiziției se va dovedi cu chitanța sau factura.

2. Defecțiunile de material sau de producție se înlătură gratuit în cadrul perioadei de acordare a garanției.

3. Prin serviciul de garanție nu apare nicio prelungire a perioadei de garanție nicio pentru aparat nici pentru componentele schimbate.

4. Excluse de la garanție sunt:

a. toate daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare de ex. din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.

b. daunele cauzate de lucrări de reparații sau intervenții efectuate de cumpărător sau terțe persoane neautorizate.

c. daune de transport care au apărut pe drumul de la producător la consumator sau la trimiterea către punctul de service.

d. Piesele de schimb, care sunt supuse unei uzuri normale.

5. Se exclude și răspunderea pentru daunele directe sau indirecte care au fost cauzate de aparat atunci când daunele asupra aparatului nu sunt acoperite de garanție.



medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Germania

În cadrul îmbunătățirilor continue a produsului ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și optice.

Versiunea actuală a acestor instrucțiuni de utilizare se găsesc la <https://docs.medisana.com/23501>.


Puteți găsi informații despre servicii aici: www.medisana.com/servicepartners

23501 BS-70E 10-Dec-2024 Ver. 1.12

TR Kullanım Kılavuzu

Beden analizi fonksiyonlu Baskül BS-70E

Cihaz ve kumanda elemanları



- ❶ Ekran
- ❷ Birim dönüştürücü (arka tarafta) kg, lb, st
- ❸ ▲ Yukarı tuşu
- ❹ SET tuşu
- ❺ ▼ Aşağı tuşu
- ❻ Pil yuvası (arka tarafta)
- ❼ Elektrotlar

Teslimat kapsamı ve ambalaj

Lütfen önce cihazın eksiksiz olduğunu ve hiçbir hasarının olmadığını kontrol edin. Emin olmadığınız durumda cihazı çalıştırmayın ve satıcınıza veya servis noktanıza başvurun. Teslimat kapsamına dâhil olanlar:

- 1 Beden analizi fonksiyonlu Baskül **BS-70E**
- 1 Lityum düğme pil 3 V Tip CR2032
- 1 Kullanma talimatı

Ambalajlar tekrar kullanılabilir veya hammadde döngüsüne geri verilebilir. Lütfen artık ihtiyaç duymadığınız ambalaj malzemelerini uygun şekilde bertaraf edin. Ambalajı açarken bir nakliye hasarı fark ederseniz, lütfen derhal satıcınızla iletişime geçin.

UYARI
Ambalaj folyolarının çocukların eline geçmemesine dikkat edin!
Boğulma tehlikesi söz konusudur!

İşaretlerin açıklaması

Ürünü sadece kapalı mekanlarda kullanın!

ÖNEMLİ
Bu kılavuzun dikkate alınmaması ağır yaralanmalara veya cihazda hasarlara yol açabilir.

UYARI
Kullanıcının olası yaralanmalarını önlemek için bu uyarılar dikkate alınmalıdır.

DİKKAT
Cihazda oluşabilecek hasarları önlemek için bu uyarılar dikkate alınmalıdır.

NOT
Bu uyarılar, size kurulum veya çalıştırma ile ilgili yararlı ek bilgiler sağlar.

Koruma sınıfı II

LOT numarası

Üretici

Geri dönüşüm sembolleri/kodları:
Bunlar, malzeme ve malzemenin doğru kullanımı ile geri dönüşümü hakkında bilgi sağlarlar.



TR Güvenlik uyarıları

Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu, özellikle güvenlik uyarılarını itinayla okuyun ve ileride kullanmak üzere kullanım kılavuzunu saklayın. Cihazı üçüncü kişilere verdiğinizinde, kullanım kılavuzunu da mutlaka beraberinde verin

- ⚠️ ⚠️ ⚠️
- Bu cihaz kalp pili taşıyan veya bir başka tıbbi doku parçası takılmış olan insanlara uygun değildir. Şeker hastalığında veya başka tıbbi/bedensel yetersizliklerde beden yağı verisi tam olmayabilir. Aynı durum sportif antrenmanlı insanlar için de geçerlidir.
- Bu cihaz hamilelere uygun değildir!
- Cihazı yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Hastane ya da benzeri başka bir tıbbi kurulumlarda umumi kullanım için tasarlanmamıştır.
- Tartıyı, aşırı sıcaklıkların ve aşırı nemin meydana geldiği yerlere koymayınız. Tartıyı sudan uzak tutun.
- Cihazı doğrudan güneş ışınına maruz bırakmayın.
- Tartıyı asla düz olmayan bir zemin üstüne koymayınız. Hiçbir zaman tartının sadece bir köşesi üstüne çıkmayınız. Tartılırken sadece bir tarafı ya da kenarı üstüne çıkmayınız.
- Tartıya asla ayaklarınız ıslakken çıkmayınız. Tartıya asla çoraplarınız-la çıkmayınız.
- Tartı 180 kg'a (396 lb / 28 st 4 lb) tartma alanına sahiptir. Tartıya daha fazla yük bindirmeyin, bu durum tartıda kalıcı hasarların meydana gelmesine yol açabilir.
- Tartıyı dikkatli kullanınız. Tartının darbe almasını ve sarsılmasını önleyiniz. Düşürmeyiniz.
- Arıza durumunda cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, bunun sonucunda her türlü garanti kaybedilir. Onarımları yalnızca yetkili servislere yaptırınız.
- Çocukların bu cihazla oynaması yasaktır.
- Cihazı parçalarına ayırmayı denemeyin, aksi takdirde garantisi sona ermektedir.

UYARI - PİL GÜVENLİK UYARILARI

- **Pilleri parçalamayın!**
- **Gerekirse pilleri yerleştirmeden önce pil ve cihaz temas noktalarını temizleyin!**
- **Tükenmiş pilleri derhal cihazdan çıkarın!**
- **Yüksek akma riski, cilt, göz ve mukoza ile temastan kaçının! Pil asidiyle temaslarda, etkilenen bölgeyi hemen bol miktarda suyla yıkayın ve derhal doktora başvurun!**
- **Bir pil yutulduğunda derhal bir doktora başvurun!**
- **Her zaman tüm pilleri birlikte değiştirin!**
- **Sadece aynı tipte piller kullanın, farklı tipte piller kullanmayın veya kullanılmış ve yeni pilleri birlikte kullanmayın!**
- **Pilleri doğru şekilde takın, kutuplara dikkat edin!**
- **Pil yuvasını sıkıca kapalı tutun!**
- **Uzun süre kullanılmadığında pilleri cihazdan çıkarın!**
- **Pilleri çocuklardan uzak tutun!**
- **Pilleri tekrar şarj etmeyin! Patlama tehlikesi söz konusudur!**
- **Kısa devre yaptırmayın! Patlama tehlikesi söz konusudur!**
- **Ateşe atmayın! Patlama tehlikesi söz konusudur!**
- **Kullanılmayan pilleri ambalajlarında saklayın ve kısa devreyi önlemek için metal cisimlerin yakınında bulundurmayın!**
- **Kullanılmış pilleri ve bataryaları özel çöpe atın veya uzman satıcınızdaki pil toplama istasyonuna verin, ev çöpüne atmayın!**

Pilin takılması /değiştirilmesi

Tartıyı çalıştırmak için cihazın alt tarafında bulunan pil yuvasındaki yalıtım şeritleri çıkarılmalıdır.

Ekran pil değiştirme sembolü “Lo” görüldüğünde veya cihazın üzerine basıldığında ekran hiçbir şey görünmediğinde, pili değiştiriniz. Bunu yaparken kutuplara dikkat ediniz (pil yuvasında işaretlenmiş olduğu gibi, artı kutup kapağa doğru).

Ağırlık birimini değiştirme

Ağırlığınızı kilogram (kg), pound (lb) veya stones (st) olarak okuyabilirsiniz. İstenen ağırlık birimi görünene kadar düğmeye basınız.

Sadece tartılma

- Tartının sert ve düz bir zemin üzerinde olmasına dikkat edin.
- Tartının üzerine çıkın ve hareket etmeden durun.
- Ölçülen ağırlığınızı görüntülenir.
- Baskülden ininiz. Başka bir kumanda düğmesine basılmadığında, terazi yaklaşık 9 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Kişisel verileri programlama

Tartı 10 kullanıcının verilerini; cinsiyet, yaş, boya göre hafızaya alabilir. Tartının önceden ayarlanmış değerlere sahiptir. Bu değerler şunlardır: kg, erkek, 25 yaş, 170 cm.

- Tartının üzerine çıkın.
- AYAR – Düğmesine basın. Ekranda son kullanılan kişisel veriler yanıp sönüyor.
- Şimdi dönüştürücü ile istenilen ağırlık birimini seçin.
- AYAR – Düğmesine basın. Ekranda kullanıcı hafızası yanıp söner. Yanıp sönme bitince aşağı yön- ve yukarı yön- düğmelerine basarak kullanıcı profiliniz (P0 - P9) için arzu ettiğiniz hafızayı seçebilirsiniz.
- Ayarı kaydetmek için AYAR – Düğmesine basın. Ekranda cinsiyet için sembol yanıp sönür.

= Erkek = Kadın.

- Ekranda ilgili sembolü görene dek aşağı yön- ve yukarı yön- düğmelerine basarak cinsiyetinizi seçin.
- Ayarı kaydetmek için AYAR – Düğmesine basın. Daha önce ayarlanan boy ekranda yanıp sönmeye başlar.
- Aşağı- ve yukarı yön- düğmelerine basarak şimdi boyunuzu ayarlayın.
- Ayarı kaydetmek için AYAR – Düğmesine basın. Daha önce ayarlanan yaş ekranda yanıp sönmeye başlar.
- Aşağı- ve yukarı yön- düğmelerine basarak şimdi yaşınızı ayarlayın.
- Ayarı kaydetmek için AYAR – Düğmesine basın.
- Ayar süreci şimdi sonlandırılmıştır.

Vücut analiz değerlerinin tartılması ve ölçülmesi

- Tartının üzerine çıkın.
- AYAR – Düğmesine basın. Ekranda kullanıcı hafızası yanıp söner. Aşağı- ve yukarı yön- düğmelerine basmak suretiyle kendinize ait hafızayı (P0 - P9) seçin.
- Hafızaya alınan kişisel verileriniz gösterilir.
- Ekranda “0.0” görünene kadar bekleyin. Çıplak ayak tartının üzerine çıkın ve sakın durun. Ayaklarınızı elektrotlara yerleştirin. Önce ağırlık gösterilir.
- Ekranda “0000” belirir ve soldan sağa doğru sırasıyla kaybolur. Ardından ağırlığınız yanıp sönerek belirir. Şimdi sırasıyla vücut yağı, vücut su oranı, kemik ağırlığı, kas oranı, bazal metabolizma hızı (BMR) ve vücut kitle indeksi (BMI) için ölçülen değerler gösterilir. Ölçülen değerlerin gösterim serisi iki kez tekrarlanır. Bundan sonra tartı otomatik olarak kapanır. Tartıdan inin.

UYARILAR Tabeladaki veriler sadece yönelim icindir. Eğer beden yağ oranınız ve sağlık durumunuz hakkında sorularınız varsa, bunları doktorunuzla görüşünüz.

Beden yağ oranı aralığı % olarak

yaş	Kadın (%)				Erkek (%)			
	düşük	nomal	yüksek	şişman	düşük	nomal	yüksek	şişman
10–39	14–20	21–25	26–31	32–38	11–17	18–23	24–29	30–36
40–55	15–21	22–26	27–32	33–38	12–18	19–24	25–30	31–37
56–80	16–22	23–27	28–33	34–38	13–19	20–25	26–31	32–38

Vücut su oranının aralığı % olarak

yaş	Kadın (%)			Erkek (%)		
	düşük	nomal	yüksek	düşük	nomal	yüksek
10–15	<57	57–67	>67	<58	58–72	>72
16–30	<47	47–57	>57	<53	53–67	>67
31–60	<42	42–52	>52	<47	47–61	>61
61–80	<37	37–47	>47	<42	42–56	>56

Hata mesajlar

- Err = Tartı aşırı yüklendi.
- Lo = Pil zayıf ve değiştirilmelidir.
- Err2 = Vücut yağ ve vücut su oranı değerleri tespit edilemiyor.

Tartınız artık istediğiniz gibi çalışmıyorsa, yetkili servise başvurmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz.

- Pili doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
- Doğru ağırlık birimini seçip seçmediğinizi kontrol edin.
- Tartının serbest olarak sabit ve düz bir zeminde bulunup bulunmadığını kontrol edin. Duvara veya başka bir nesneye temas etmemelidir.
- Tekrar tartılır.

Temizlik ve bakım

Kesinlikle agresif deterjanlar ve sert fırçalar kullanmayın. Cam tartıyı sadece yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyin. Kesinlikle etkisi yüksek deterjan veya alkol kullanmayın. Cihazın içine su kaçmamalıdır. Cihazı tamamen kurumadan kullanmayınız.

Teknik veriler

Adı ve modeli:

Akım beslemesi:

Gösterge sistemi:

Hafıza:

Ölçme aralığı:

Ölçüm sapması:

Taksim:

Otomatik kapanma:

Boyutları (U x G x Y):

Ağırlık:

Ürün numarası:

EAN numarası:

ecomed Beden analizi fonksiyonlu Baskül **BS-70E**

3V≡, 1 x 3 V Lityum düğme pil Tip CR2032

Dijital gösterge

10 kişi için

- 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb)

maks. ± 1 %

0,1kg, 0,2lb, 1lb

yakl. 9 saniye sonra


yakl. 30 x 30 x 1.75 cm

yakl. 1.6 kg

23501

4015588 23501 6

Bertaraf



Bu ürün, evsel atık ile birlikte bertaraf edilmemelidir. Tüm kullanıcılar tüm elektrikli veya elektronik cihazları, çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edilmeleri için, zehirli maddeler içerip içermediklerine bakılmaksızın, belediyeye ait veya ticari toplama noktalarına teslim etmekle yükümlüdür. Bertaraf etmeyle ilgili bilgiler almak için belediyeze veya satıcınıza danışın.

Garanti ve onarım koşulları

Aşağıda belirtilen garantimiz, yasal garanti haklarınıza ilave niteliğindedir. Lütfen garanti durumunda bayinize veya doğrudan servis noktasına başvurun. Cihazı göndermek zorunda kalırsanız, lütfen arızayı belirtip satış fişinin bir fotokopisini ekleyin.

Bu durumda aşağıdaki garanti şartları geçerlidir:

- ecomed** ürünlerine satış tarihinden itibaren 2 yıllık bir garanti verilir. Satış tarihi garanti durumunda satış fişi veya fatura ile kanıtlanmalıdır.
- Malzeme veya üretim hataları sonucunda ortaya çıkan kusurlar garanti süresi içinde ücretsiz giderilir.
- Garanti hizmetiyle, ne cihaz ne de değiştirilmiş yapı parçaları için garanti süresi uzamaz.
- Aşağıdaki hususlar garanti kapsamının dışındadır:
 - Usulüne aykırı kullanım, ör. kullanım kılavuzunun dikkate alınmamasından dolayı meydana gelmiş tüm hasarlar.
 - Alıcı veya yetkisiz üçüncü kişilerin yaptığı onarımdan veya müdahalelerden kaynaklanan hasarlar.
 - Üreticiden tüketiciye veya servise gönderilirken meydana gelen nakliye hasarları.
 - Normal aşınmaya maruz kalan yedek parçalar.
- Cihazdaki hasar garanti durumu olarak kabul edilmiş olsa da, cihazın neden olduğu doğrudan veya dolaylı zararlar için sorumluluk alınmaz.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ALMANYA

Sürekli ürün geliştirmeleri kapsamında, teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkımızı saklı tutarız.

Bu kullanım kılavuzunun güncel sürümünü <https://docs.medisana.com/23501> adresinde bulabilirsiniz
Servis bilgileri burada mevcuttur: <https://www.medisana.com/servicepartners>

- **1 ecomed** ميزان تحليل الجسم **BS-70E**
- بطارية خلية زر الليثيوم 3 فولط من النوع CR2032
- دليل مُختصر



نحتفظ لأنفسنا في إطار التحسينات المستمرة للمنتج، بحق إجراء تغييرات فنية أو في التص



لا تستخدم المنظفات المسببة للتآكل أو الفُرش القوية أبدًا. لا تنظف الميزان الشخصي إلا بقطعة فماش ناعمة ورطبة قليلًا. لا تستخدم مواد التنظيف الحادة أو الكحول. لا يجوز أن يدخل ماء إلى الجهاز. لا تستخدم الجهاز مجددًا، إلا إذا كان جافًا تمامًا.